

MSD der Serie 5975 von Agilent

Benutzerhandbuch



Hinweise

© Agilent Technologies, Inc. 2009

Gemäß der Rechtssprechung der Vereinigten Staaten von Amerika und internationaler Gesetzgebung zum Urheberrecht darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, ohne vorherige Vereinbarung und schriftliche Genehmigung seitens Agilent Technologies, Inc. auf keine Weise mit welchen Mitteln auch immer vervielfältigt werden (einschließlich der Speicherung auf elektronischen Medien und der Übertragung oder Übersetzung in eine Fremdsprache).

Handbuch Teile-Nr.

G3170-92030

Ausgabe

Dritte Auflage, Juni 2009 Zweite Ausgabe, Oktober 2008 Ersetzt G3170-92023

Gedruckt in USA

Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara, CA 95052

Gewährleistung

Das in diesem Dokument enthaltene Material wird ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Änderungen in nachfolgenden Ausgaben vorbehalten. Agilent übernimmt keinerlei Gewährleistung für die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen, insbesondere nicht für deren Eignung oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck. Agilent übernimmt keine Haftung für Fehler, die in diesem Dokument enthalten sind, und für zufällige Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Lieferung, Ingebrauchnahme oder Benutzung dieser Dokumentation. Falls zwischen Agilent und dem Benutzer eine schriftliche Vereinbarung mit abweichenden Gewährleistungsbedingungen hinsichtlich der in diesem Dokument enthaltenen Informationen besteht, so gelten diese schriftlich vereinbarten Bedingungen.

Sicherheitshinweise

VORSICHT

VORSICHT weist auf eine Gefahr hin. Dieser Hinweis macht auf einen Verarbeitungsprozess, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, der, wenn er nicht genau befolgt bzw. ausgeführt wird, möglicherweise einen Schaden am Produkt oder den Verlust wichtiger Daten verursachen kann. Arbeiten Sie im Falle eines Hinweises VORSICHT erst dann weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstehen und erfüllen.

WARNUNG

WARNUNG weist auf eine Gefahr hin. Dieser Hinweis macht auf einen Verarbeitungsprozess, eine Vorgehensweise oder Ähnliches aufmerksam, der, wenn er nicht genau befolgt bzw. ausgeführt wird, möglicherweise Personenschäden oder Todesfälle verursachen kann. Arbeiten Sie im Falle eines Hinweises WARNUNG erst dann weiter, wenn Sie die angegebenen Bedingungen vollständig verstehen und erfüllen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Betrieb und zur Wartung der Systeme des massenselektiven Detektors (MSD) der Serie 5975 von Agilent.

1 Einführung

Kapitel 1 enthält allgemeine Informationen zu MSDs der Serie 5975, einschließlich einer Beschreibung der Hardware, allgemeiner Sicherheitshinweise und Sicherheitsinformationen zu Wasserstoff.

2 Installieren von GC-Säulen

In Kapitel 2 wird erläutert, wie eine Kapillarsäule für die Verwendung mit dem MSD vorbereitet, diese im GC-Ofen installiert und mit dem MSD über die GC/MSD-Verbindung verbunden wird.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Kapitel 3 beschreibt die grundlegenden Aufgaben, wie z.B. Einstellen von Temperaturen, Überwachen von Drücken, Tuning, Entlüften und Abpumpen. Viele der in diesem Kapitel enthaltenen Informationen beziehen sich auf den CI-Betrieb.

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

In Kapitel 4 werden zusätzliche Aufgaben erläutert, die für den Betrieb im CI- Modus erforderlich sind.

5 Allgemeine Wartung

Kapitel 5 beschreibt die Wartungsprozeduren, die sich sowohl auf EI- als auch CI- Geräte beziehen.

6 CI-Wartung

Kapitel 6 befasst sich mit den Wartungsprozeduren, die nur auf CI-MSDs zutreffen.

A Theorie der chemischen Ionisation

Anhang A vermittelt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der chemischen Ionisation.

Online-Benutzerdokumentation

Jetzt steht Ihnen die Agilent Gerätedokumentation zentral auf Tastendruck zur Verfügung.



Die Software- DVD, die zum Lieferumfang Ihres Geräts gehört, bietet eine umfangreiche Sammlung an Online- Hilfen, Videos und Büchern für den Agilent 7890A GC, 6890N GC, den MSD der Serie 5975 und den 7683B ALS. Dies umfasst landessprachliche Versionen der wichtigsten Informationen, wie z.B.:

- Dokumentation für die Einführung
- · Sicherheits- und Kontrollrichtlinien
- Checkliste für die Vorbereitung des Aufstellungsortes
- Installationsinformationen
- Richtlinien für den Betrieb
- Informationen für die Wartung
- · Details zur Fehlerbehebung

Inhalt

1 Einführung

MSD-Version der Serie 5975 10 Verwendete Abkürzungen 11 Der MSD der Serie 5975 13 Beschreibung der CI-MSD-Hardware 15 Wichtige Sicherheitshinweise 17 Wasserstoff-Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen für Gaschromatographen 21 Gefahren im Zusammenhang mit dem GC/MSD-Betrieb 21 Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen 25 Vorgesehene Verwendung Reinigung/Recycling des Produkts 28 Verschütten von Flüssigkeiten 28 Transportieren oder Aufbewahren des MSD 28

2 Installieren von GC-Säulen 30

Säulen

Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb 32 Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation 37

39 Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass

Konditionieren einer Kapillarsäule

Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung 42 Agilent 7890A und 6890 GC 42 6850 GC 44

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Betrieb des MSD über das Datensystem 49 Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld 49 Betriebsmodi 49 Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld 51 ChemStation Loading <Zeitstempel> 51 Executing <Typ>tune 51 Instrument Available <Zeitstempel> Loading Method <Name der Methode> 51 Loading MSD Firmware 51 52 Loading OS 52 <Methode> Complete <Zeitstempel> 52 Method Loaded <Name der Methode> MS locked by <Computername> **Press Sideplate** 52 Run: <Methode> Acquiring <Datendatei> 52 Anzeigen des Systemstatus während des Startvorgangs 52 Menüs im lokalen Bedienfeld 53 Die EI-GC/MSD-Verbindung 56 Vor dem Einschalten des MSD 58 Abpumpen 59 Steuern der Temperaturen 59 Steuern des Säulenflusses 60 Entlüften des MSD 61 Anzeigen der MSD-Analysatortemperatur und des Vakuumstatus 62 Einstellen von Überwachungsfunktionen für die MSD-Temperatur und den Vakuumstatus 64 Einstellen der MSD-Analysatortemperaturen 66

Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über die ChemStation 68

Überwachen des Hochvakuumdrucks 70

Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses 72

Berechnen des Säulenflusses 73

Tunen des MSD 74

Überprüfen der Systemleistung 76

Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5975) 77

Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung 80

Entlüften des MSD 82

Öffnen der Analysatorkammer 84

Schließen der Analysatorkammer 87

Abpumpen des MSD 91

Transportieren und Aufbewahren des MSD 93

Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC 95

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

Allgemeine Richtlinien 98

Die CI-GC/MSD-Verbindung 99

Betrieb des CI-MSD 101

Umschalten von der El-Quelle auf die Cl-Quelle 102

Abpumpen des CI-MSD 103

Einrichten der Software für den CI-Betrieb 104

Betrieb des Steuerungsmoduls für den Reagensgasfluss 106

Einrichten eines Reagensgasflusses mit Methan 109

Verwenden anderer Reagensgase 111

Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle 115

CI-Autotune 116

Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan) 118

Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als Reagensgas)

Überprüfen der PCI-Leistung 122

Überprüfen der NCI-Leistung 123

Überwachen des Hochvakuumdrucks 124

5 Allgemeine Wartung

Bevor Sie beginnen 128

Wartung des Vakuumsystems 133

CI-Wartung 6

Allgemeine Informationen 140

Einrichten des MSD für den CI-Betrieb 141

Index

Α Theorie der chemischen Ionisation

Chemische Ionisation - Überblick 150

Theorie zur positiven CI 152

Theorie zur negativen CI 159

Agilent 5975 MSD Benutzerhandbuch Einführung MSD-Version der Serie 5975 10 Verwendete Abkürzungen 11 Der MSD der Serie 5975 13 Beschreibung der CI-MSD-Hardware 15 Wichtige Sicherheitshinweise 17 An vielen internen Bauteilen des MSD liegen gefährliche Spannungen an 17 Elektrostatische Entladungen sind eine Gefahr für die Elektronik des MSD 17 Viele Bauteile werden gefährlich warm 18 Die Ölpfanne unter der standardmäßigen Vorpumpe kann eine Brandgefahr darstellen 19 Wasserstoff-Sicherheit 20 Gefahren im Zusammenhang mit dem GC/MSD-Betrieb 21 Wasserstoffansammlung in einem MSD 21 Vorschriften 23 Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen 25 Informationen 25 Symbole 26 Elektromagnetische Übereinstimmung 27 Erklärung zur Geräuschemission 27 Vorgesehene Verwendung 28

> Reinigung/Recycling des Produkts Verschütten von Flüssigkeiten 28

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung und routinemäßige Wartungsaufgaben des massenselektiven Detektors (MSD) der Serie 5975 von Agilent Technologies.

Transportieren oder Aufbewahren des MSD 28



MSD-Version der Serie 5975

MDSs der Serie 5975 sind mit einer Diffusionspumpe oder einem oder zwei Turbomolekularpumpen (Turbopumpen) ausgestattet. Auf dem Etikett mit der Seriennummer wird die Produktnummer (Tabelle 1) angegeben, die angibt, um welchen MSD-Typ es sich handelt.

Tabelle 1 Verfügbare Hochvakuumpumpen

Modellname	Produktnummer	Beschreibung	lonisationsmodi
5975B VL MSD	G3170A	Diffusionspumpen-MSD	Elektronenstoß (EI)
5975B Inert MSD	G3171A	Standard-Turbo-MSD	Elektronenstoß (EI)
5975B Inert XL MSD	G3172A	Leistungs-Turbo-MSD	Elektronenstoß (EI)
5975B Inert XL EI/CI MSD	G3174A	CI-Leistung bei hohen Massen Turbopumpe	Elektronenstoß (El) Negative chemische Ionisation (NCI) Positive chemische Ionisation (PCI)

Verwendete Abkürzungen

Die in Verbindung mit den Erläuterungen zu diesem Produkt verwendeten Abkürzungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden diese dort zusammengefasst.

Tabelle 2 Abkürzungen

Abkürzung	Definition
AC	Alternating Current (Wechselstrom)
ALS	Automatic Liquid Sampler (Automatischer Flüssigprobengeber)
BFB	Bromofluorobenzol (Kalibrant)
CI	Chemische Ionisation
DC	Direct Current (Gleichstrom)
DFTPP	Dekafluorotriphenylphosphin (Kalibrant)
DIP	Direct Insertion Probe (Direkteinführungssonde)
DP	Diffusionspumpe
El	Elektronenstoßionisation
EM	Electron Multiplier (Elektronenvervielfacher) (Detektor)
EMV	Electron Multiplier Voltage (Elektronenvervielfacherspannung)
EPC	Electronic Pneumatic Control (elektronische Pneumatiksteuerung)
eV	Elektronenvolt
GC	Gaschromatograph
HED	High-Energy Dynode (energiereiche Dynode) (bezieht sich auf den Detektor und seine Stromversorgung)
id	Innendurchmesser
LAN	Local Area Network (lokales Netzwerk)
LCP	Local Control Panel (lokales Bedienfeld am MSD)
m/z	Mass-to-Charge-Ratio (Masse-/Ladungsverhältnis)
MFC	Mass Flow Controller (Massenflusssteuerung)

Tabelle 2 Abkürzungen (Fortsetzung)

Abkürzung	Definition
MSD	Massenselektiver Detektor
NCI	Negative CI
OFN	Oktafluoronaphthalen (Kalibrant)
PCI	Positive CI
PFDTD	Perfluor-5,8-Dimethyl-3,6,9-Trioxydodekan (Kalibrant)
PFHT	2,4,6-Tris(Perfluorheptyl)-1,3,5-Triazin (Kalibrant)
PFTBA	Perfluortributylamin (Kalibrant)
Quad	Quadrupolmassenfilter
RF	Radio Frequency (Hochfrequenz)
RFPA	Radio Frequency Power Amplifier (Hochfrequenzleistungsverstärker)
Torr	Druckeinheit, 1 mm Hg
Turbo	Turbomolekular(pumpe)

Der MSD der Serie 5975

Der MSD der Serie 5975 ist ein eigenständiger Kapillar-GC- Detektor für den Einsatz in Verbindung mit dem Agilent Gaschromatographen (Tabelle 3). Merkmale des MSD:

- Lokales Bedienfeld (Local Control Panel = LCP) für die lokale Überwachung und Bedienung des MSD
- Eine von drei unterschiedlichen Hochvakuumpumpen
- Drehflügel-Vorpumpe
- Über den MSD unabhängig beheizte Ionenquelle für die Elektronenionisation
- Über den MSD unabhängig beheizter, hyperbolischer Quadrupolmassenfilter
- Elektronenvervielfacher- Detektor mit energiereicher Dynode (High- Energy Dynode = HED)
- Über den GC unabhängig beheizte GC/MSD-Verbindung
- Modi für die chemische Ionisation (EI/PCI/NCI) verfügbar

Physische Beschreibung

Der MSD der Serie 5975 besitzt ein rechteckiges Gehäuse mit einer Höhe von ca. 42 cm, einer Breite von 26 cm und einer Tiefe von 65 cm. Das Gewicht beträgt 25 kg für die Zentraleinheit der Diffusionspumpe, 26 kg für die Zentraleinheit der standardmäßigen Turbopumpe und 29 kg für die Zentraleinheit der Leistungs-Turbopumpe. Die angeschlossene Vorpumpe wiegt weitere 11 kg (Standardpumpe).

Die grundlegenden Komponenten des Gerätes sind: das Chassis/die Abdeckung, das lokale Bedienfeld, das Vakuumsystem, die GC-Verbindung, die Elektronik und der Analysator.

Lokales Bedienfeld

Das lokale Bedienfeld ermöglicht die lokale Überwachung und Bedienung des MSD. Sie können den MSD tunen, eine Methode oder Sequenz ausführen und den Gerätestatus überwachen.

Vakuummessvorrichtung

Der MSD der Serie 5975 kann mit einer Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung ausgestattet werden. Die MSD ChemStation kann verwendet werden, um den Druck (Hochvakuum) in der Vakuumkammer abzulesen. Die Bedienung der Messvorrichtung wird in diesem Handbuch beschrieben.

Die Messvorrichtung ist für den chemischen Ionisationsbetrieb (CI- Betrieb) *erforderlich*.

Tabelle 3 Modelle und Merkmale des MSD der Serie 5975

	Modell					
Merkmal	G3170A	G3171A	G3172A	G3174A		
Hochvakuumpumpe	Diffusion	Standard- Turbo	Leistungs- Turbo	Leistungs- Turbo		
Optimaler Helium-Säulenfluss mL/Min	1	1	1 bis 2	1 bis 2		
Max. empfohlener Gasfluss mL/Min*	1.5	2.0	4.0	4		
Max. Gasfluss, mL/Min [†]	2	2.4	6.5	6.5		
Max. ID der Säule	0.25 mm (30 m)	0,32 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)	0,53 mm (30 m)		
CI-fähig	Nein	Nein	Nein	Ja		
DIP [‡] -fähig (Fremdhersteller)	Ja	Ja	Ja	Ja		

^{*} Gesamter Gasfluss in den MSD: Säulenfluss plus Reagensgasfluss (sofern zutreffend).

[†] Leistungsverschlechterung bei spektraler Leistung und Empfindlichkeit zu erwarten.

[‡] Direkteinführungssonde

Beschreibung der CI-MSD-Hardware

Abb. 1 bietet einen Überblick über ein typisches 5975 GC/MSD-System.




Abb. 1 GC/MSD-System der Serie 5975 mit Agilent 7890A GC

Mit der CI- Hardware kann der MSD der Serie 5975 qualitativ hochwertige, klassische CI- Spektren erzeugen, die molekulare Addukt- Ione enthalten. Es können verschiedene Reagensgase verwendet werden.

In diesem Handbuch bezieht sich die Bezeichnung "CI MSD" auf den G3174A MSD und auf erweiterte G3172A MSDs. Außerdem bezieht sich das Handbuch auch (sofern nichts anderes angegeben) auf die Flussmodule für diese Geräte.

Mit dem CI- System der Serie 5975 wird dem MSD der Serie 5975 Folgendes hinzugefügt:

- EI/CI-GC/MSD-Verbindung
- CI- Ionenquellen- und Verbindungsspitzendichtung
- Steuerungsmodul für den Reagensgasfluss
- Bipolare HED-Stromversorgung für den PCI- und NCI-Betrieb

Ein Methan-/Isobutangasreiniger ist vorhanden und wird *benötigt*. Dieser entfernt Sauerstoff-, Wasser-, Kohlenwasserstoff- und Schwefelverbindungen.

Eine Hochvakuum- Messsteuerung (G3397A) wird für den CI- MSD *benötigt* und wird für den EI auch empfohlen.

Das MSD-CI-System wurde optimiert, um den für die CI benötigten relativ hohen Druck der Quelle zu erreichen, während gleichzeitig das hohe Vakuum im Quadrupol und Detektor erhalten bleibt. Spezielle Dichtungen im Flussweg des Reagensgases und extrem kleine Öffnungen an der Ionenquelle sorgen dafür, dass die Quellgase im Ionisationsvolumen ausreichend lange verbleiben, damit die entsprechenden Reaktionen auftreten können.

Die CI- Verbindung besitzt spezielle Leitungen für Reagensgase. Eine gefederte Isolierdichtung passt auf die Spitze der Verbindung.

Das Hin- und Herschalten zwischen CI- und EI- Quellen dauert weniger als eine Stunde, wenngleich eine 1- bis 2-stündige Wartezeit erforderlich ist, um die Reagensgasleitungen zu spülen und Wasserrückstände sowie andere Verunreinigungen durch Wärme zu entfernen. Das Umschalten von PCI zu NCI dauert ca. 2 Stunden, damit die Ionenquelle abkühlt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Es gibt einige wichtige Sicherheitshinweise, die bei Verwendung des MSD immer zu beachten sind.

An vielen internen Bauteilen des MSD liegen gefährliche Spannungen an

Wenn der MSD am Stromnetz angeschlossen ist, liegen an folgenden Bereichen mögliche gefährliche Spannungen an – auch, wenn das Gerät ausgeschaltet ist:

 Die Verkabelung zwischen dem MSD- Netzkabel und dem Netzteil, das Netzteil selbst und die Verkabelung vom Netzteil zum Netzschalter.

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, liegen an folgenden Bereichen mögliche gefährliche Spannungen an:

- Alle Elektronikplatinen im Gerät.
- Die internen Drähte und Kabel, die mit diesen Platinen verbunden sind.
- Die Drähte für eine Heizung (Ofen, Detektor, Einlass oder Ventilgehäuse).

WARNUNG

Alle diese Teile sind durch Abdeckungen abgeschirmt. Wenn die Abdeckungen vorhanden sind, ist eine versehentliche Berührung von Stellen, an welchen gefährliche Spannungen anliegen, nur schwer möglich. Sofern nichts anderes angegeben wird, entfernen Sie niemals eine Abdeckung, wenn Detektor, Einlass oder Ofen eingeschaltet sind.

WARNUNG

Wenn die Isolierung des Netzkabels abgewetzt oder verschlissen ist, muss das Kabel ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Agilent Vertriebsbeauftragten.

Elektrostatische Entladungen sind eine Gefahr für die Elektronik des MSD

Die Leiterplatinen im MSD können durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden. Berühren Sie die Platinen nur dann, wenn dies absolut notwendig ist. Wenn Sie diese anfassen müssen, tragen Sie eine Erdungsmanschette, und halten Sie antistatische Vorsichtsmaßnahmen ein. Tragen Sie immer eine Erdungsmanschette, wenn Sie die rechte Seitenabdeckung des MSD entfernen müssen.

Viele Bauteile werden gefährlich warm

Viele Bauteile des GC/MSD arbeiten mit Temperaturen, die so hoch sind, um zu ernsthaften Verbrennungen zu führen. Zu diesen Teilen gehören unter anderem:

- Die Einlässe
- · Der Ofen und sein Inhalt
- · Der Detektor
- Die Säulenmuttern, mit denen die Säule an einem Einlass oder Detektor befestigt ist
- · Das Ventilgehäuse
- Die Vorpumpe

Kühlen Sie diese Bereiche des Systems auf Raumtemperatur ab, bevor Sie an diesen Arbeiten vornehmen. Diese kühlen schneller ab, wenn Sie zuerst die Temperatur der beheizten Zone auf Raumtemperatur einstellen. Schalten Sie die Zone aus, nachdem diese den Sollwert erreicht hat. Wenn Sie an heißen Teilen Wartungsarbeiten durchführen müssen, verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, und tragen Sie Handschuhe. Kühlen Sie das Bauteil des Gerätes, an dem Sie Wartungsarbeiten durchführen wollen, nach Möglichkeit immer ab, bevor Sie mit den Arbeiten daran beginnen.

WARNUNG

Gehen Sie beim Arbeiten hinter dem Gerät vorsichtig vor. Während der Abkühlzyklen tritt am GC heiße Luft aus, die zu Verbrennungen führen kann.

WARNUNG

Die Isolierungen an den Einlässen, Detektoren, Ventilgehäusen und die Isolierungskappen bestehen aus hitzebeständigen Keramikfasern. Um ein Einatmen von Faserpartikeln zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitsprozeduren einzuhalten: lüften Sie Ihren Arbeitsbereich; tragen Sie ein Oberteil mit langen Ärmeln, Handschuhe, Schutzbrille und einen Atemschutz, den Sie danach wegwerfen können; entsorgen Sie Isoliermaterial in einer verschweißten Kunststofftüte; waschen Sie Ihre Hände, nachdem Sie mit der Isolierung in Berührung gekommen sind, mit Seife und kaltem Wasser.

Die Ölpfanne unter der standardmäßigen Vorpumpe kann eine Brandgefahr darstellen

Ölige Lappen, Papierhandtücher und ähnliche saugfähige Dinge, die sich in der Ölpfanne befinden, können sich entzünden und die Pumpe und andere Bauteile des MSD beschädigen.

WARNUNG

Brennbare Materialien (oder leicht entflammbares/nicht entflammbares Dochtmaterial), die sich unter, über oder um die Vorpumpe herum befinden, stellen eine Brandgefahr dar. Halten Sie die Pfanne sauber, lassen Sie aber kein saugfähiges Material, wie z.B. Papierhandtücher, darin liegen.

Wasserstoff-Sicherheit

WARNUNG

Die Verwendung von Wasserstoff als GC-Trägergas birgt potentielle Gefahren.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff (H₂) als Träger- oder Brenngas verwenden, muss Ihnen bewusst sein, dass Wasserstoffgas in den Ofen des GC strömen und dort eine Explosion auslösen kann. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Gasversorgung solange geschlossen bleibt, bis Sie alle Verbindungen hergestellt haben. Stellen Sie weiterhin sicher, dass immer, wenn dem Gerät Wasserstoffgas zugeführt wird, die Armaturen an Einlass und Detektorsäule entweder an eine Säule angeschlossen oder verschlossen sind.

Wasserstoff ist entzündbar. In geschlossenen Räumen können undichte Stellen eine Feuer- oder Explosionsgefahr verursachen. Bei jeder Anwendung, in der Sie Wasserstoff verwenden, müssen Sie erst alle Anschlüsse, Leitungen und Ventile auf undichte Stellen untersuchen, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Schalten Sie die Wasserstoffversorgung stets an ihrer Quelle aus, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.

Wasserstoff ist ein häufig verwendetes GC-Trägergas. Wasserstoff ist potentiell explosiv und hat auch andere gefährliche Eigenschaften.

- Wasserstoff ist in vielen Konzentrationen brennbar. Bei Atmosphärendruck ist Wasserstoff in Konzentrationen von 4% bis 74,2% nach Volumen brennbar.
- Wasserstoff hat von allen Gasen die höchste Brandgeschwindigkeit.
- Wasserstoff hat eine sehr niedrige Zündenergie.
- Wasserstoff, der sich mit hohem Druck schnell ausdehnen kann, kann sich selbst entzünden.
- Wasserstoff brennt mit einer nicht leuchtenden Flamme, die in hellem Licht unter Umständen unsichtbar ist.

Vorsichtsmaßnahmen für Gaschromatographen

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, entfernen Sie die große runde Kunststoffabdeckung für die MSD-Übertragungsleitung, die Sie an der linken Seite des GC finden. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann sich diese Abdeckung lösen.

Gefahren im Zusammenhang mit dem GC/MSD-Betrieb

Wasserstoff birgt eine Reihe von Gefahren. Einige sind allgemeiner Natur, andere treten nur im Zusammenhang mit dem Betrieb eines GC oder GC/MSD auf. Zu den Gefahren gehören unter anderem:

- Die Verbrennung von austretendem Wasserstoff.
- Die Verbrennung aufgrund schneller Ausdehnung von Wasserstoff aus einem Hochdruckzylinder.
- Ansammlung von Wasserstoff im GC- Ofen mit anschließender Verbrennung (siehe unsere GC- Dokumentation und das Hinweisschild an der oberen Kante der Ofentür des GC).
- Ansammlung von Wasserstoff im MSD mit anschließender Verbrennung.

Wasserstoffansammlung in einem MSD



Der MSD kann keine Lecks in Einlass- und/oder Detektorgasströmen feststellen. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass die Säulenarmaturen entweder stets an eine Säule angeschlossen oder mit einer Kappe oder einem Stopfen verschlossen sind.

Alle Benutzer müssen die Mechanismen kennen, die zu einer Wasserstoffansammlung führen können (Tabelle 4) und wissen, welche Vorkehrungen zu treffen sind, wenn bekannt ist oder vermutet wird, dass sich Wasserstoff angesammelt hat. Berücksichtigen Sie, dass diese Mechanismen für *alle* Massenspektrometer gelten, auch für den MSD.

Tabelle 4 Mechanismen der Wasserstoffansammlung

Mechanismus	Ergebnisse			
Schließen der automatischen Isolationsventile des Massenspektrometers	Einige Massenspektrometer sind mit automatischen Isolationsventilen für die Diffusionspumpe ausgestattet. Bei diesen Geräten können die Isolationsventile bewusst durch den Benutzer geschlossen werden, es können aber auch verschiedene Fehler auftreten, die das Schließen der Ventile verursachen. Beim Schließen der Isolationsventile wird der Trägergasfluss nicht abgestellt. Als Folge dessen, ist eine allmähliche Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.			
Schließen der manuellen Isolationsventile des Massenspektrometers	Einige Massenspektrometer sind mit manuellen Isolationsventilen für die Diffusionspumpe ausgestattet. Bei diesen Geräten kann der Benutzer die Isolationsventile schließen. Durch das Schließen der Isolationsventile wird der Trägergasfluss nicht abgestellt. Als Folge dessen, ist eine allmähliche Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.			
Ausschalten des GC	Ein GC kann absichtlich ausgeschaltet werden. Er kann aber auch versehentlich durch einen internen oder externen Fehler ausgeschaltet werden. Verschiedene GCs reagieren unterschiedlich. Wenn ein mit elektronischer Druckprogrammierung ausgestatteter 6890 GC ausgeschaltet wird, stoppt die Druckprogrammierung den Trägergasfluss. Wird der Trägerfluss nicht über eine Druckprogrammierung gesteuert, steigt der Fluss bis zu seinem maximalen Wert an. Dieser Fluss kann das Pumpvolumen einiger Massenspektrometer übersteigen, so dass sich Wasserstoff im Massenspektrometer ansammeln kann. Wenn das Massenspektrometer gleichzeitig ausgeschaltet wird, kann es zu einer sehr schnellen Ansammlung kommen.			
Stromausfall	Bei Stromausfall werden sowohl der GC als auch das Massenspektrometer ausgeschaltet. Das Trägergas wird jedoch nicht unbedingt abgestellt. Wie bereits beschrieben, kann in einigen GCs ein Stromausfall dazu führen, dass der Trägergasfluss auf den maximalen Wert ansteigt. Als Folge dessen, ist eine Ansammlung von Wasserstoff im Massenspektrometer möglich.			

WARNUNG

Wenn sich Wasserstoff in einem Massenspektrometer angesammelt hat, ist bei dessen Beseitigung äußerste Vorsicht geboten. Das unsachgemäße Starten eines mit Wasserstoff gefüllten Massenspektrometers kann eine Explosion verursachen.

WARNUNG

Nach einem Stromausfall beginnt das Massenspektrometer nach dem Starten möglicherweise von selbst mit dem Abpumpen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der gesamte Wasserstoff aus dem System entfernt wurde oder dass die Explosionsgefahr gebannt ist.

Vorschriften

Befolgen Sie die folgenden Vorschriften, wenn Sie ein GC/MSD- System mit Wasserstoff als Trägergas betreiben.

Gerätevorschriften

Sie MÜSSEN sicherstellen, dass die Flügelmutter an der vorderen Seitenplatte handfest angezogen ist. Ziehen Sie die Flügelmutter nicht zu fest an, dies kann ein Luftleck verursachen.

WARNUNG

Wenn Sie es versäumen, Ihren MSD wie oben beschrieben zu sichern, erhöht dies das Risiko eines Personenschadens im Falle einer Explosion ganz beträchtlich.

Sie müssen die Kunststoffabdeckung über der Glasscheibe an der Vorderseite eines 5975 MSD entfernen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann sich diese Abdeckung lösen.

Allgemeine Laborvorschriften

- Vermeiden Sie undichte Stellen in den Trägergasleitungen. Führen Sie regelmäßige Überprüfungen auf Wasserstofflecks mit speziellen Geräten für Undichtigkeitsprüfungen durch.
- Entfernen Sie so viele Zündquellen wie möglich aus Ihrem Labor (offene Flammen, Geräte mit möglichem Funkenflug, Quellen statischer Elektrizität, etc.).
- Sorgen Sie dafür, dass in einem Hochdruckzylinder befindlicher Wasserstoff nicht direkt in die Atmosphäre entweichen kann (Gefahr der Selbstentzündung).

 Verwenden Sie einen Wasserstoffgenerator anstelle von Wasserstoffflaschen.

Bedienvorschriften

- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie den GC oder MSD ausschalten.
- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie den MSD entlüften (heizen Sie die Kapillarsäule nicht ohne Trägergasfluss).
- Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr jedes Mal an der Quelle ab, wenn Sie die Isolationsventile des MSDs schließen (heizen Sie die Kapillarsäule nicht ohne Trägergasfluss).
- Stellen Sie bei einem Stromausfall die Wasserstoffzufuhr an der Quelle ab.
- Vorgehensweise nach einem Stromausfall bei unbeobachtetem GC/MSD, auch nach einem bereits erfolgten Neustart des Systems:
 - 1 Stellen Sie die Wasserstoffzufuhr unverzüglich an der Quelle ab.
 - 2 Schalten Sie den GC aus.
 - 3 Schalten Sie den MSD aus, und lassen Sie ihn eine Stunde lang abkühlen.
 - 4 Entfernen Sie alle möglichen Zündquellen aus dem Raum.
 - **5** Öffnen Sie die Vakuumkammer des MSD.
 - **6** Warten Sie mindestens 10 Minuten, damit der gesamte Wasserstoff entweichen kann.
 - 7 Starten Sie den GC und den MSD wie immer.

Wenn Sie Wasserstoffgas verwenden, überprüfen Sie das System auf undichte Stellen, um einer möglichen Feuer- und Explosionsgefahr vorzubeugen. Beachten Sie dabei die lokalen Umweltschutz-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien. Prüfungen auf undichte Stellen sollten Sie auch immer durchführen, wenn Sie einen Tank gewechselt oder die Gasleitungen gewartet haben. Stellen Sie sicher, dass die Auslassleitung stets in eine Abzugshaube entlüftet wird.

Sicherheits- und Ausführungszertifizierungen

Der MSD der Serie 5975 entspricht den folgenden Sicherheitsstandards:

- Canadian Standards Association (CSA): CAN/CSA- C222 No. 61010- 1-04
- CSA/Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL): UL 61010-1
- International Electrotechnical Commission (IEC): 61010-1
- EuroNorm (EN): 61010-1

Der MSD der Serie 5975 entspricht den folgenden Vorschriften zur elektromagnetischen Übereinstimmung (Electromagnetic Compatibility = EMC) und der Störung durch hochfrequente Strahlungen (Radio Frequency Interference = RFI):

- CISPR 11/EN 55011: Gruppe 1, Klasse A
- IEC/EN 61326
- AUS/NZ C

Das ISM- Gerät entspricht der kanadischen Vorschrift "Canadian ICES- 001". (Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada.)



Der MSD der Serie 5975 wurde unter Einhaltung eines gemäß ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystems konstruiert und gefertigt.

Informationen

Der MSD der Serie 5975 von Agilent Technologies erfüllt die folgenden IEC-(International Electro-Technical Commission) Klassifikationen: Gerät der Klasse I, Laborausstattung, Installationskategorie II, Emissionsgrad 2.

Diese Einheit wurde in Übereinstimmung mit anerkannten Sicherheitsstandards konstruiert und getestet und für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Wenn das Gerät auf eine Art und Weise verwendet wird, die vom Hersteller als solche nicht angegeben ist, kann dies den vom Gerät gebotenen Schutz beeinträchtigen. Wann auch immer der Sicherheitsschutz des MSD beeinträchtigt wird, ziehen Sie das Gerät von allen Stromquellen ab, und sichern Sie das Gerät vor unberechtigter Benutzung.

Wenden Sie sich bezüglich Wartungsarbeiten an qualifiziertes Wartungspersonal. Das Austauschen von Bauteilen oder das Durchführen nicht zulässiger Modifikationen am Gerät kann eine Sicherheitsgefahr darstellen.

Symbole

Während aller Betriebs-, Wartungs- und Reparaturphasen dieses Gerätes müssen die in diesem Handbuch aufgeführten oder am Gerät angebrachten Warnhinweise eingehalten werden. Wenn diese Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, führt dies zu einer Verletzung der Sicherheitsstandards der Konstruktion und der vorgesehenen Verwendung des Gerätes. Agilent Technologies haftet nicht, wenn der Kunde diese Anforderungen nicht einhält.

Weitere Informationen finden Sie in den begleitenden Anweisungen.



Weist auf eine heiße Oberfläche hin.



Weist auf gefährliche Spannungen hin.



Weist auf einen Masse- (Erdungs-) Anschluss hin.



Weist auf eine Explosionsgefahr hin.



ode



Weist auf eine Gefahr durch Radioaktivität hin.



Weist auf eine Gefahr durch elektrostatische Entladung hin.



Weist darauf hin, dass Sie dieses elektrische/elektronische Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen dürfen.



Elektromagnetische Übereinstimmung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß CISPR 11. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät kann keine schädlichen Störstrahlungen verursachen.
- Dieses Gerät muss sämtliche Störstrahlungen aufnehmen, einschließlich Störstrahlungen, die durch einen unerwünschten Betrieb verursacht werden.

Wenn dieses Gerät schädliche Störstrahlungen bei Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Gerätes ermittelt werden kann, sollte der Benutzer eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

- 1 Radio oder Antenne an einen anderen Ort stellen.
- **2** Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Radio- oder Fernsehgerät vergrößern.
- **3** Das Gerät an einer anderen Steckdose anschließen, so dass dieses Gerät und das Radio- oder Fernsehgerät an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen sind.
- 4 Sicherstellen, dass alle Peripheriegeräte ebenfalls zertifiziert sind.
- **5** Sicherstellen, dass die geeigneten Kabel verwendet werden, um das Gerät mit den Peripherievorrichtungen zu verbinden.
- **6** Kontakt mit dem Händler der Vorrichtungen, mit Agilent Technologies oder einem erfahrenen Techniker bezüglich Unterstützung aufnehmen.
- 7 Änderungen oder Modifikationen, die von Agilent Technologies nicht ausdrücklich als zulässig genehmigt sind, können zu einer Aufhebung der Befugnis für den Betrieb des Gerätes führen.

Erklärung zur Geräuschemission

Schalldruck

Schalldruck Lp < 70 dB gemäß EN 27779:1991.

Schalldruckpegel

Schalldruckpegel LP < 70 dB gemäß EN 27779:1991.

Vorgesehene Verwendung

Agilent Produkte dürfen ausschließlich gemäß der in den Benutzerhandbüchern zu Agilent Produkten beschriebenen Verwendungsweise eingesetzt werden. Sonstige Handhabung kann zur Beschädigung des Produkts oder zu Verletzungen führen. Agilent ist weder vollständig noch bedingt für Schäden verantwortlich, die durch die unsachgemäße Verwendung des Produkts, nicht autorisierte Veränderungen oder Anpassungen des Produkts, Verstöße gegen die in den Benutzerhandbüchern zu Agilent Produkten beschriebenen Vorgehensweisen oder durch eine Verwendung des Produkts, die gegen die geltenden Gesetze, Richtlinien und Bestimmungen verstößt, verursacht wurden.

Reinigung/Recycling des Produkts

Um die Einheit zu reinigen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wischen Sie das Gerät mit einem feuchten, fusselfreien Lappen ab. Bezüglich Recycling wenden Sie sich an Ihren lokalen Agilent Vertriebsbeauftragten.

Verschütten von Flüssigkeiten

Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf den MSD.

Transportieren oder Aufbewahren des MSD

Um eine einwandfreie Funktion des MSD zu gewährleisten, sollte sich dieser in einem abgepumpten und warmen Zustand mit einem Trägergasfluss befinden. Wenn Sie den MSD transportieren oder aufbewahren wollen, sind einige weitere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Der MSD muss immer aufrecht aufgestellt sein; dies ist besonders beim Transport zu beachten. Der MSD darf nicht für längere Zeit in die Atmosphäre entlüftet werden.

Agilent 5975 MSD Benutzerhandbuch 2 Installieren von GC-Säulen Säulen 30

Konditionieren von Säulen 30 Konditionieren von Ferrulen 31 Tipps und Hinweise 31

Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb 32 Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation 37 Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass 39

Konditionieren einer Kapillarsäule 41 Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung 42

Bevor Sie Ihr GC/MSD- System in Betrieb nehmen können, müssen Sie eine GC- Säule auswählen, installieren und konditionieren. In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie eine Säule installieren und konditionieren. Für eine korrekte Säulen- und Flussauswahl muss Ihnen bekannt sein, welche Art von Vakuumsystem Ihr MSD besitzt. Auf dem Schild mit der Seriennummer im unteren vorderen Bereich der linken Seitenabdeckung ist auch die Modellnummer angegeben.

Säulen

In Verbindung mit dem MSD können viele Typen von GC-Säulen verwendet werden, jedoch sind einige Einschränkungen zu beachten.

Während des Tunings oder der Datenerfassung, darf die Geschwindigkeit des Säulenflusses in dem MSD nicht den max. empfohlenen Fluss übersteigen. Deshalb sind bezüglich Säulenlänge und –fluss Einschränkungen zu beachten. Wenn der empfohlene Fluss überschritten wird, führt dies zu einer Verschlechterung der Systemleistung bezüglich Massenspektrum und Empfindlichkeit.

Bedenken Sie, dass Säulenflüsse in Abhängigkeit von der Ofentemperatur stark variieren können. Siehe "Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses" auf Seite 72. für Anweisungen dazu, wie der tatsächliche Fluss in einer Säule gemessen wird. Verwenden Sie die "Flow Calculation Software", und beachten Sie die Tabelle 5, um zu ermitteln, ob eine bestimmte Säule einen akzeptablen Fluss mit realistischem Vordruck aufweist.

Tah	٦IJ٨	F	Gast	مععتنا

Merkmal	G3170A	G3171A	G3172A	G3174A
Hochvakuumpumpe	Diffusion	Standard- Turbo	Leistungs- Turbo	Leistungs- Turbo
Optimaler Gasfluss, mL/Min*	1	1	1 bis 2	1 bis 2
Max. empfohlener Gasfluss, mL/Min	1.5	2	4	4
Max. Gasfluss, mL/Min [†]	2	2.4	6.5	6.5
Max. ID der Säule	0.25 mm (30 m)	0.32 mm (30 m)	0.53 mm (30 m)	0.53 mm (30 m)

^{*} Gesamter Gasfluss im MSD = Säulenfluss + Reagensgasfluss (sofern zutreffend)

Konditionieren von Säulen



Es ist wichtig, dass eine Säule konditioniert wird, bevor diese an der GC/MSD-Verbindung angeschlossen wird.

[†] Leistungsverschlechterung bei spektraler Leistung und Empfindlichkeit zu erwarten.

Ein kleiner Teil der stationären Phase einer Kapillarsäule wird häufig durch das Trägergas entfernt. Dies wird als Säulenbluten bezeichnet. Beim Säulenbluten werden Spuren der stationären Phase in der MSD-Ionenquelle abgelagert. Hierdurch verringert sich die Empfindlichkeit des MSD, und die Ionenquelle muss gereinigt werden.

Das Säulenbluten tritt häufig in neuen oder schlecht verbundenen Säulen auf. Es ist viel schlechter, wenn beim Erwärmen der Säule Spuren von Sauerstoff im Trägergas vorhanden sind. Um das Säulenbluten zu minimieren, sollten alle Kapillarsäulen konditioniert werden, *bevor* sie in der GC/MSD-Verbindung installiert werden.

Konditionieren von Ferrulen

Das Aufheizen von Ferrulen auf ihre maximal erwartete Betriebstemperatur einige Zeit vor ihrer Installation kann dazu führen, dass sich das chemische "Bluten" aus den Ferrulen verringert.

Tipps und Hinweise

- Für die MSDs der Serie 5975 sind die Prozeduren für die Säuleninstallation anders als für frühere MSDs. Die Anwendung der Prozedur von einem anderen Gerät funktioniert ggf. *nicht* und kann auch zu Schäden an der Säule oder am MSD führen.
- Sie können mit einem einfachen Reisnagel alte Ferrulen aus Säulenmuttern entfernen.
- Verwenden Sie immer ein Trägergas mit einer Reinheit von mindestens 99.995%.
- Auf Grund einer Ausdehnung durch Wärme sind neue Ferrulen ggf. lose, nachdem diese mehrere Male aufgeheizt und abgekühlt wurden. Prüfen Sie die Dichtheit nach zwei oder drei Aufwärmzyklen.
- Tragen Sie immer saubere Handschuhe, wenn Sie Säulen anfassen. Dies gilt besonders für das Ende, das in der GC/MSD-Verbindung eingesetzt wird.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägerfluss erst dann, wenn die Säule im MSD installiert ist und der MSD abgepumpt wurde. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Siehe "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20.

WARNUNG

Tragen Sie beim Arbeiten mit Kapillarsäulen immer eine Schutzbrille. Gehen Sie achtsam vor, damit Sie sich mit dem Ende der Säule nicht stechen.

Neukonfigurieren einer 6850 GC-Säule an ihrem Korb

Bevor Sie einen 6850 installieren, konfigurieren Sie diesen zuerst neu, um die Säulenenden für die Installation in der GC/MSD-Verbindung besser zu positionieren.

1 Legen Sie die Säule (19091S- 433E im Lieferumfang des GC) auf eine saubere Oberfläche, wobei sich die Säulenbeschriftung vom Benutzer aus betrachtet auf der 12- Uhr- Position befinden soll. Achten Sie darauf, dass die Einlass- und Auslass- Enden der Säulen so ausgerichtet sind, wie wenn ein GC- Detektor verwendet wird, und dass der Säulenauslass auf der Rückseite des Säulenkäfighalters positioniert ist (näher am Ventilator). Siehe Abb. 2.




Abb. 2 Säule

2 Entfernen Sie die Septumkappe von der AUSLASS- Seite der Säule, und rollen Sie 2 Säulenschleifen ab. Siehe Abb. 3.




Abb. 3 Säule mit 2 ausgerollten Schleifen

- **3** Bringen Sie drei Säulenklammern (Teilenummer G2630-20890) wie folgt am Säulenkäfig an:
 - Bringen Sie eine Klammer auf der Rückseite an der 1- Uhr- Position des Säulenkäfigs an.
 - Bringen Sie eine Klammer auf der Vorderseite an der 3- Uhr- Position des Säulenkäfigs an.

Diese Klammern ermöglichen eine korrekte Ausrichtung der Säulenenden für ihr Einfügen in den GC-Einlass und die MSD-Verbindung.

Siehe Abb. 4.




Abb. 4 Säule mit angebrachten Säulenklammern

4 Führen Sie die Auslassseite der Säule durch die Klammer an der 1- Uhr- Position, so dass der Säulenauslass in Richtung Vorderseite des Säulenkäfigs zeigt. Siehe Abb. 5.

VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie die Säulenbeschichtung nicht zerkratzen.




Abb. 5 Säule durch die 1-Uhr-Position geführt

5 Führen Sie jetzt die Auslassseite der Säule durch die Klammern an der 3- Uhr- Position, so dass der Säulenauslass in Richtung Rückseite des Säulenkäfigs zeigt. Stellen Sie sicher, dass der Teil der Säule, der zwischen den beiden Klammern liegt, NICHT über die Säulenbezeichnung hinausragt. Siehe Abb. 6.



Achten Sie darauf, dass Sie die Säulenbeschichtung nicht zerkratzen.




Abb. 6 Säule durch die 3-Uhr-Position geführt

Die Säule muss nach der Klammer bei der 3- Uhr- Position noch mindestens 50 cm lang sein.

 ${f 6}$ Wickeln Sie den Rest der zum Auslassende verlaufenden Säule am Säulenkäfig auf.

Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation

Benötigte Materialien

- · Kapillarsäule
- Säulenschneider, keramisch (5181-8836) oder Diamant (5183-4620)
- Ferrule
 - 0,27 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,10 mm (5062-3518)
 - 0,37 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,20 mm (5062-3516)
 - 0,40 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,25 mm (5181-3323)
 - 0,5 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,32 mm (5062-3514)
 - 0,8 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,53 mm (5062-3512)
- · Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Einlasssäulenmutter (5181-8830 für Agilent 7890A und 6890 oder 5183-4732 für 6850)
- Vergrößerungsglas
- Septum (kann ein älteres, verwendetes Einlassseptum sein)

Vorgehensweise

1 Schieben Sie Septum, Säulenmutter und konditionierte Ferrule auf das freie Ende der Säule (Abb. 7). Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss von der Säulenmutter weg zeigen.

2 Installieren von GC-Säulen




Abb. 7 Vorbereiten einer Kapillarsäule für die Installation

- Verwenden Sie den Säulenschneider, um die Säule an einer Stelle 2 cm vor dem Ende einzukerben.
- Brechen Sie das Ende der Säule ab. Drücken Sie die Säule mit Ihrem Daumen gegen den Säulenschneider. Brechen Sie die Säule an der Kante des Säulenschneiders.
- Prüfen Sie das Ende auf unsaubere Kanten oder Grate. Wenn die Bruchstelle nicht sauber und glatt ist, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
- Wischen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Lappen ab.

Installieren einer Kapillarsäule in einem Split-Einlass/splitlosen Einlass

Benötigte Materialien

- · Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Metrisches Lineal
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

Um die Säulen in anderen Arten von Einlässen zu installieren, lesen Sie die Benutzerinformationen zum Gaschromatographen.

Vorgehensweise



- 1 Bereiten Sie die Säule für die Installation vor (Seite 37).
- **2** Positionen Sie die Säule so, dass sie 4 bis 6 mm über das Ende der Ferrule hinaussteht (Abb. 8).




Abb. 8 Installieren einer Kapillarsäule für einen Split-Einlass/splitlosen Einlass

2 Installieren von GC-Säulen

- **3** Schieben Sie das Septum, um die Mutter und die Ferrule in die korrekte Position zu platzieren.
- 4 Führen Sie die Säule in den Einlass ein.
- **5** Schieben Sie die Mutter in der Säule nach oben bis zum Einlassboden, und ziehen Sie die Mutter handfest an.
- **6** Passen Sie die Säulenposition so an, dass das Septum gleichmäßig mit der Unterseite der Säulenmutter ausgerichtet ist.
- 7 Ziehen Sie die Säulenmutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung fest. Die Säule darf sich durch einen sanften Ruck nicht verschieben.
- 8 Starten Sie den Trägergasfluss.
- **9** Stellen Sie den Fluss sicher, indem Sie das freie Ende der Säule in Isopropanol eintauchen. Achten Sie auf Luftblasen.

Konditionieren einer Kapillarsäule

Benötigte Materialien

- Trägergas, (mit einer Reinheit von 99.9995% oder höher)
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

WARNUNG

Konditionieren Sie Ihre Kapillarsäule nicht mit Wasserstoff. Eine Wasserstoffansammlung im GC-Ofen kann zu einer Explosion führen. Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas vorsehen, konditionieren Sie zuerst die Säule mit einem extrem reinen (99.999% oder höher) Edelgas, wie Helium, Nitrogen oder Argon.

Vorgehensweise



- 1 Installieren Sie die Säule im GC-Einlass (Seite 39).
- **2** Ermöglichen Sie, dass das Trägergas 5 Minuten lang durch die Säule fließen kann ohne dabei den GC-Ofen aufzuheizen.
- **3** Stellen Sie für den Ofen die Temperaturgradienten bei 5 °C/Minute bis 10 °C über Ihrer höchsten Analysetemperatur ein.
- 4 Nachdem die Ofentemperatur 80 °C überschritten hat, injizieren Sie 5 μL Methanol in den GC. Wiederholen Sie dies noch zweimal in Intervallen von 5 Minuten. Hierdurch werden Verunreinigungen aus der Säule entfernt, bevor diese in der GC/MSD-Verbindung installiert wird.

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die maximale Säulentemperatur, weder in der GC/MSD-Verbindung noch am GC-Ofen oder dem Einlass.

- **5** Halten Sie diese Temperatur. Ermöglichen Sie, dass das Trägergas für mehrere Stunden fließen kann.
- **6** Setzen Sie die GC- Ofentemperatur auf eine niedrige Standby-Temperatur zurück.

Weitere Themen

Weitere Informationen zum Installieren einer Kapillarsäule finden Sie im Anwendungshinweis *Optimieren von splitlosen Injektionen an Ihrem GC für die Hochleistungs- MS- Analyse* mit der Publikationsnummer 5988-9944EN.

Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung

Agilent 7890A und 6890 GC

Benötigte Materialien

- Säulenschneider, keramisch (5181-8836) oder Diamant (5183-4620)
- Ferrule
 - 0,3 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,10 mm (5062-3507)
 - 0,4 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,20 und 0,25 mm (5062-3508)
 - 0,5 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,32 mm (5062-3506)
 - 0,8 mm ID, für Säulen mit einem ID von 0,53 mm (5062-3512)
- Taschenlampe
- Handlinse (Vergrößerungsglas)
- · Saubere Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Verbindungssäulenmutter (05988-20066)
- Schutzbrille
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll und 5/16 Zoll (8710-0510)

VORSICHT

Beachten Sie, dass die Prozedur für die Säuleninstallation für die MSDs der Serie 5975 von den Prozeduren für die meisten früheren MSDs abweicht. Die Anwendung der Prozedur von einem anderen Gerät kann zu einer schlechten Empfindlichkeit und zu möglichen Schäden am MSD führen.

Vorgehensweise

- **1** Konditionieren Sie die Säule (Seite 41).
- **2** Entlüften Sie den MSD (Seite 82), und öffnen Sie die Analysatorkammer (Seite 84). Stellen Sie sicher, dass Sie das Ende der GC/MSD-Verbindung sehen können.



- **3** Wenn die CI-Verbindung installiert ist, entfernen Sie die gefederte Dichtung an der Spitze vom MSD- Ende der Verbindung.
- 4 Schieben Sie eine Verbindungsmutter und die konditionierte Ferrule auf das freie Ende der GC-Säule. Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss zur Mutter hin zeigen.




Abb. 9 Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung

- **5** Schieben Sie die Säule in die GC/MSD-Verbindung (Abb. 9), bis Sie diese über die Analysatorkammer herausziehen können.
- **6** Brechen Sie 1 cm am Ende der Säule ab (Seite 32). Achten Sie darauf, dass keine Säulenfragmente in die Analysatorkammer fallen. Diese können die Hochvakuumpumpe beschädigen.
- 7 Reinigen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Lappen.
- **8** Passen Sie die Säule so an, dass sie 1 bis 2 mm über das Ende der Verbindung hinaussteht.

Verwenden Sie ggf. die Taschenlampe und die Handlinse, um das Ende der Säule in der Analysatorkammer zu sehen. Verwenden Sie *nicht* Ihre Finger, um das Säulenende zu fühlen.


- **9** Ziehen Sie die Mutter handfest an. Stellen Sie sicher, dass sich die Position der Säule beim Anziehen der Mutter nicht verändert. Installieren Sie wieder die gefederte Spitzendichtung, wenn Sie diese zuvor entfernt haben.
- 10 Stellen Sie am GC-Ofen sicher, dass die Säule nicht die Ofenwände berührt.



11 Ziehen Sie die Mutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung fest. Prüfen Sie die Dichtheit nach einem oder zwei Aufwärmzyklen.

6850 GC

- 1 Wickeln Sie das Auslassende der GC-Säule vorsichtig ab, bis die Klammer an der 3-Uhr-Position erreicht wird.
- **2** Schieben Sie die Verbindungssäulenmutter (Teilenummer 05988- 20066) und das Ferrule (Teilenummer 5062- 3508) auf das Auslassende der GC- Säule.
 - Das abgeschrägte Ende der Ferrule muss zur Mutter hin zeigen.
- **3** Schieben Sie die Säule in die GC/MSD-Verbindung, bis die Säule in die Analysatorkammer um mindestens 5 cm hineinragt.
- 4 Passen Sie die Länge der Säule von der Klammer an der 3- Uhr- Position bis zur Rückseite der Verbindungssäulenmutter auf 22 bis 28 cm an. Siehe Abb. 10.
- 5 Ziehen Sie die Verbindungsmutter handfest an.
- **6** Schließen Sie die Ofentür vorsichtig, und achten Sie dabei darauf, dass die Säule keine scharfen Biegungen bildet oder die Ofenwände bzw. den Ofenboden berührt. Wiederholen Sie ggf. diese Vorgehensweise mehrere Male.



22–28 cm von der Klammer an der 3-Uhr-Position bis zu Mutter an der GC/MSD-Verbindung

Abb. 10 Ofentür geöffnet und geschlossen

- **7** Lösen Sie die Verbindungsmutter, und drücken Sie die Säule um weitere 3 bis 5 cm in die Analysatorkammer.
- **8** Erzeugen Sie an der Säule einen sauberen Schnitt, so dass nur 3 bis 5 cm in die Analysatorkammer hineinragen.
- **9** Reinigen Sie die Außenseite des freien Endes der Säule mit einem fusselfreien, mit Methanol angefeuchteten Lappen.
- **10** Passen Sie die Säule so an, dass diese 1 bis 2 mm in die Analysatorkammer über das Ende der GC/MSD-Verbindung hinaus hineinragt, und ziehen Sie die Mutter handfest an. Siehe Abb. 11.

Stellen Sie sicher, dass sich die Position der Säule beim erneuten Anziehen der Mutter nicht verändert.




Abb. 11 MSD-GC-Säulenverbindung


- 11 Wiederholen Sie Schritt 6, um die Integrität der Säule zu gewährleisten.
- **12** Ziehen Sie die Verbindungsmutter um eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung mit einem 1/4- Zoll- Gabelschlüssel fest.

Prüfen Sie die Dichtheit nach einem oder zwei Aufwärmzyklen.

- 13 Schalten Sie den GC ein.
- 14 Stellen Sie sicher, dass die Einlasstemperatur auf 25 °C eingestellt ist.
- **15** Schließen Sie die Seitenabdeckung am Analysator, und schließen Sie das Netzkabel und die Kabel für die seitliche Steuerungskarte wieder an.
- **16** Schalten Sie den MSD an seinem Netzschalter ein, um das Abpumpen am MSD zu aktivieren.

Drücken Sie die Seitenabdeckung des MSD an, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass die Vorpumpe und der vordere Ventilator einschalten und dass die Vorpumpe mit dem gluckernden Geräusch binnen 60 Sekunden aufhört.

17 Bringen Sie wieder die Abdeckung am MSD-Analysator an.



Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Betrieb des MSD über das Datensystem 49

Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld 49

Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld 51

Menüs im lokalen Bedienfeld 53

Die EI-GC/MSD-Verbindung 56

Vor dem Einschalten des MSD 58

Abpumpen 59

Steuern der Temperaturen 59

Steuern des Säulenflusses 60

Entlüften des MSD 61

Anzeigen der MSD-Analysatortemperatur und des Vakuumstatus 62

Einstellen von Überwachungsfunktionen für die MSD-Temperatur und den Vakuumstatus 64

Einstellen der MSD-Analysatortemperaturen 66

Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über die

ChemStation 68

Überwachen des Hochvakuumdrucks 70

Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses 72

Berechnen des Säulenflusses 73

Tunen des MSD 74

Überprüfen der Systemleistung 76

Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5975) 77

Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung 80

Entlüften des MSD 82

Öffnen der Analysatorkammer 84

Schließen der Analysatorkammer 87

Abpumpen des MSD 91

Transportieren und Aufbewahren des MSD 93

Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC 95



3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Durchführen einiger grundlegender Betriebsprozeduren für den MSD.

VORSICHT

Die Software und die Firmware werden regelmäßig aktualisiert. Wenn die in diesen Prozeduren beschriebenen Schritte nicht mit Ihrer MSD ChemStation-Software übereinstimmen, schlagen Sie für weitere Informationen in den Handbüchern und der Online-Hilfe zur Software nach.

Betrieb des MSD über das Datensystem

Die Software führt Aufgaben durch, wie das Abpumpen, Überwachen von Drücken, Einstellen von Temperaturen, Tuning und das Vorbereiten der Entlüftung. Diese Aufgaben werden in diesem Kapitel beschrieben. Die Datenerfassung und die Datenanalyse werden in den Handbüchern und der Online-Hilfe zur MSD ChemStation-Software erläutert.

Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld

Das lokale Bedienfeld zeigt den Status des MSD an oder initiiert eine Aufgabe am MSD ohne Verwendung der Agilent GC/MSD ChemStation.

Die GC/MSD ChemStation kann an einer beliebigen Stelle am lokalen Netzwerk platziert sein, so dass sich die GC/MSD ChemStation nicht unbedingt in der unmittelbaren Nähe des Gerätes befinden muss. Da das lokale Bedienfeld mit der GC/MSD ChemStation über das lokale Netzwerk kommuniziert, können Sie direkt am MSD auf die Funktionen der GC/MSD ChemStation- Software (wie z.B. Tuning und Starten einer Analyse) zugreifen.

HINWEIS

Am lokalen Bedienfeld stehen nur bestimmte Funktionen zur Verfügung; die GC/MSD ChemStation ist die voll ausgestattete Steuerung für die meisten Gerätesteuerungsoperationen.

Betriebsmodi

Das lokale Bedienfeld besitzt zwei Betriebsmodi: "Status" und "Menü".

Der *Status*- Modus erfordert keine Interaktion und zeigt einfach den aktuellen Status des MSD- Gerätes oder seine verschiedenen Kommunikationsverbindungen an. Wenn Sie [Menu] und dann [No/Cancel] wählen, kehren Sie zum Statusmodus zurück.

Im *Menü*-Modus können Sie verschiedene Aspekte des GC/MSD abfragen und einige Aktionen starten, wie das Ausführen einer Methode oder Sequenz oder das Vorbereiten des Systems für das Entlüften.

Rufen Sie eine bestimmte Menüoption wie folgt auf:



Drücken Sie auf [Menu], bis das gewünschte Menü erscheint.



Drücken Sie auf [Item], bis der gewünschte Menüeintrag erscheint.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Tasten, um auf Aufforderungen zu reagieren oder um Optionen auszuwählen:



Verwenden Sie [Up], um den angezeigten Wert zu erhöhen oder um (z.B. in einer Meldungsliste) nach oben zu blättern.



Verwenden Sie [Down], um den angezeigten Wert zu verringern oder um (z.B. in einer Meldungsliste) nach unten zu blättern.



Verwenden Sie [Yes/Select], um den aktuellen Wert zu akzeptieren.



Verwenden Sie [No/Cancel], um zum Statusmodus zurückzukehren.

Nach Ihrer Auswahl, oder nachdem Sie alle verfügbaren Menüs durchlaufen haben, kehrt die Anzeige automatisch zum Statusmodus zurück.

Wenn Sie [Menu] und dann [No/Cancel] wählen, erscheint immer der Statusmodus.

Wenn Sie [No/Cancel] zweimal drücken, kehren Sie immer zum Statusmodus zurück.

Statusmeldungen im lokalen Bedienfeld

Die folgenden Meldungen können im lokalen Bedienfeld erscheinen, um Sie über den Status des MSD-Systems zu informieren. Wenn sich das lokale Bedienfeld derzeit im Menümodus befindet, durchlaufen Sie die Menüs, um zum Statusmodus zurückzukehren.

HINWEIS

Es werden keine Meldungen angezeigt, wenn derzeit an der GC/MSD ChemStation keine Online-Gerätesitzung läuft.

ChemStation Loading <Zeitstempel>

Die Agilent MSD Productivity ChemStation-Software wird gestartet.

Executing <Typ>tune

Es wird eine Tuning-Prozedur ausgeführt (Typ = QuickTune oder Autotune).

Instrument Available <Zeitstempel>

Die Agilent MSD Productivity ChemStation-Software ist nicht aktiv.

Loading Method < Name der Methode >

Methodenparameter werden an den MSD gesendet.

Loading MSD Firmware

Die Firmware des MSD wird initialisiert.

Die folgenden Meldungen erscheinen am lokalen Bedienfeld abwechselnd, wenn der MSD seine Startsequenz *NICHT* korrekt durchführen konnte:

Server not Found Check LAN Connection

Seeking Server Bootp Query xxx

Diese Meldungen geben an, dass der MSD seine eindeutige IP-Adresse vom Agilent Bootp Service nicht empfangen hat. Wenn die Meldungen immer noch erscheinen, nachdem Sie Ihren Account an der GC/MSD ChemStation angemeldet haben, schlagen Sie im Abschnitt "Fehlerbehebung" im Software-Installationshandbuch nach.

Loading OS

Das Betriebssystem der Gerätesteuerung wird initialisiert.

<Methode> Complete <Zeitstempel>

Die Analyse und die nachfolgende Datenverarbeitung ist abgeschlossen. Die gleiche Meldung erscheint, wenn die Analyse vorzeitig beendet wurde.

Method Loaded <Name der Methode>

Methodenparameter wurden an den MSD gesendet.

MS locked by <Computername>

MS- Parameter können nur an der GC/MSD ChemStation geändert werden.

Press Sideplate

Eine Meldung während des Startvorgangs, um daran zu erinnern, dass Sie auf die Seitenabdeckung am MSD drücken müssen, um eine adequate Vakuumabdichtung zu gewährleisten.

Run: <Methode> Acquiring <Datendatei>

Eine Analyse wird durchgeführt; Daten werden von der angegebenen Datendatei erfasst.

Anzeigen des Systemstatus während des Startvorgangs

- 1 Die folgenden Meldungen werden während des Startvorgangs am lokalen Bedienfeld angezeigt:
 - · Press sideplate
 - Loading OS
 - Press sideplate
 - Loading MSD Firmware
- 2 Drücken Sie weiterhin auf die Seitenabdeckung des MSD, bis die Meldung MSD Ready erscheint. Hierdurch kann das Gerät noch schneller abpumpen.

Menüs im lokalen Bedienfeld

Um eine bestimmte Menüoption aufzurufen, drücken Sie [Menu], bis das gewünschte Menü erscheint, drücken Sie dann [Item], bis der gewünschte Menüeintrag erscheint. Tabelle 6 bis Tabelle 11 listen die Menüs und die Auswahloptionen auf.

HINWEIS

Viele Menüeinträge (besonders an der ChemStation, MS Parameter und Wartungsmenüs) haben keine Auswirkung, wenn das Gerät Daten erfasst.

Tabelle 6 Menü "ChemStation"

Aktion	Beschreibung			
Run Method	Zeigt den aktuellen Methodennamen an und startet eine Analyse.			
Run Sequence	Zeigt die aktuelle Sequenz an und startet eine Sequenz.			
Run Current Tune	Zeigt die aktuelle Tune-Datei an und startet einen Autotune-Vorgang (nur El-Modus; Cl-Tune muss an der GC/MSD ChemStation gestartet werden).			
# of Messages	Zeigt die Anzahl der Meldungen und den Text der letzten Meldung an. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die vorherigen Meldungen (bis zu 20).			
Release ChemStation	Unterbricht die Verbindung der GC/MSD ChemStation zum MSD.			
Connection Status	Zeigt den Verbindungsstatus des lokalen Netzwerks für den MSD an.			
	Remote = mit der Online-Sitzung der GC/MSD ChemStation verbunden			
	Local = nicht mit der Online-Sitzung der GC/MSD ChemStation verbunden			
Name of Instrument	Zeigt den Namen des Gerätes an, wenn dies mit der Online-Sitzung der GC/MSD ChemStation verbunden ist. Der Name des Gerätes ist der Name, der dem MSD über das Dialogfenster "Configuration" an der GC/MSD ChemStation zugewiesen wurde.			

Tabelle 7 Menü "Maintenance"

Aktion	Beschreibung		
Prepare to vent	Erinnert Sie daran, dass Sie den GC herunterfahren und dann das Gerät für das Entlüften vorbereiten, wenn [Yes/Select] gedrückt wird.		
Pumpdown	Startet eine Abpumpsequenz.		

Tabelle 8 Menü "MS Parameters"

Aktion	Beschreibung Nur, wenn die Mikro-lonen-Vakuummessvorrichtung installiert ist.			
High Vacuum Pressure				
Turbo Pump Speed	Zeigt die Geschwindigkeit der Turbopumpe an.			
Foreline Pressure	Zeigt den Vordruck an.			
MSD Fault Status	Gibt einen zusammengefassten Fehlerstatuscode (Nummer) im dezimalen ("dec") und hexadezimalen ("hex") Format an, der al möglichen Fehlerkombinationen abdeckt.			
Ion Source Temp, ^o C	Zeigt die lonenquell-Temperatur an und stellt diese ein.			
Mass Filter Temp, °C	Zeigt die Massenfilter-Temperatur an und stellt diese ein.			
CI Reagent	Zeigt das CI-Reagensgas und die Flussrate an (sofern installiert).			

HINWEIS

MS-Parameter können nicht über das lokale Bedienfeld eingestellt werden, wenn eine GC/MSD ChemStation-Sitzung mit einer Verbindung zum MSD online ausgeführt wird.

Tabelle 9 Menü "Network"

Aktion	Beschreibung	
MSD IP via BootP	Zeigt die IP-Adresse für den MSD an.	
Gateway IP Address	Zeigt die Gateway-IP-Adresse für den MSD an.	
Subnet Mask	Zeigt die Subnetzmaske für den MSD an.	
ChemStation IP	Zeigt die IP-Adresse für die GC/MSD ChemStation an.	
GC IP Address	Zeigt die IP-Adresse für den GC an.	

Tabelle 9 Menü "Network" (Fortsetzung)

Ping gateway Prüft die Kommunikation mit dem Gateway. Ping ChemStation Prüft die Kommunikation mit der GC/MSD ChemStation	Aktion	Beschreibung	
Ping ChemStation Prüft die Kommunikation mit der GC/MSD ChemStation	Ping gateway	Prüft die Kommunikation mit dem Gateway.	
	Ping ChemStation	Prüft die Kommunikation mit der GC/MSD ChemStation.	
Ping GC Prüft die Kommunikation mit dem GC.	Ping GC	Prüft die Kommunikation mit dem GC.	
MS Controller MAC Zeigt die MAC-Adresse der SmartCard im MSD an.	MS Controller MAC	Zeigt die MAC-Adresse der SmartCard im MSD an.	

Tabelle 10 Menü "Version"

Aktion	Beschreibung		
Control firmware	Zeigt die Version der MSD-Firmware an.		
Operating system	Zeigt die Version des Betriebssystems der GC/MSD ChemStation an.		
Front panel	Zeigt die Version des lokalen Bedienfeldes an.		
Log amplifier	Zeigt die Informationen zur Version an.		
Sideboard	Zeigt den Sideboard-Typ an.		
Mainboard	Zeigt den Mainboard-Typ an.		
Serial number	Diese wird dem MSD über das Dialogfenster "Configuration" an der GC/MSD ChemStation zugewiesen.		

Tabelle 11 Menü "Controller"

Aktion	Beschreibung		
Reboot controller	Startet die LAN/MS-Steuerkarte.		
Test LCP?	Startet einen Diagnosetest der zweizeiligen Anzeige.		
Test HTTP link to GC/MSD ChemStation?	Prüft den Status des HTTP-Servers.		

Die EI-GC/MSD-Verbindung

Die GC/MSD-Verbindung (Abb. 12) ist eine Heizleitung in den MSD für die Kapillarsäule. Sie ist an der rechten Seite der Analysatorkammer mit einer O-Ringdichtung verschraubt. Sie besitzt eine Schutzabdeckung, die immer installiert bleiben muss.

Ein Ende der GC/MSD-Verbindung verläuft durch die Seite des Gaschromatographen und in den GC-Ofen. Dieses Ende besitzt ein Gewinde, um so eine Verbindung der Säule mit einer Mutter und einer Ferrule zu ermöglichen. Das andere Ende der Verbindung passt in die Ionenquelle. Die letzten 1 bis 2 Millimeter der Kapillarsäule erstrecken sich über das Ende der Führungsröhre und in die Ionisationskammer hinein.

Die GC/MSD-Verbindung wird über eine elektrische Patronenheizung beheizt. Normalerweise wird die Heizung über die mit "Thermal Aux #2" beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Bei GCs der Serie 6850 ist die Heizung mit der zusätzlichen Heizzone verbunden. Die Verbindungstemperatur kann an der MSD ChemStation oder dem Gaschromatographen eingestellt werden. Ein Fühler (Thermopaar) in der Verbindung überwacht die Temperatur.

Die GC/MSD-Verbindung sollte in einem Bereich zwischen $250\,^\circ$ und $350\,^\circ$ C betrieben werden. Auf Grund dieser Einschränkung sollte die Verbindungstemperatur etwas höher als die maximale GC-Ofentemperatur, jedoch *niemals* höher als die maximale Säulentemperatur liegen.

Die EI- GC/MSD- Verbindung kann nur mit der EI- Ionenquelle verwendet werden. Die CI- GC/MSD- Verbindung jedoch, kann mit beiden Quellen verwendet werden.

Siehe auch

"Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung" auf Seite 42.



Die GC/MSD-Verbindung arbeitet mit hohen Temperaturen. Wenn Sie diese berühren, wenn diese erwärmt ist, werden Sie sich verbrennen.




Abb. 12 Die EI-GC/MSD-Verbindung

Vor dem Einschalten des MSD

Stellen Sie sicher, dass Sie *vor* dem Einschalten oder vor der Bedienung des MSD folgende Schritte durchgeführt haben.



- Das Entlüftungsventil muss geschlossen sein (der Drehknopf ist im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zugedreht).
- Alle anderen Luftabdichtungen und sonstigen Dichtungen müssen angebracht und vollständig dicht sein. (Die Schraube für die vordere Seitenabdeckung sollte nicht angezogen sein, sofern nicht gefährliche Träger- oder Reagensgase verwendet werden.
- Der MSD ist an einer geerdeten Steckdose angeschlossen.
- Die GC/MSD-Verbindung führt in den GC-Ofen.
- Eine konditionierte Kapillarsäule ist im GC-Einlass und in der GC/MSD-Verbindung installiert.
- Der GC ist eingeschaltet, jedoch sind die Heizzonen bei der GC/MSD-Verbindung, der GC-Einlass und der Ofen ausgeschaltet.
- Das Trägergas mit einer Reinheit von mindestens 99,9995% wird über die empfohlenen Filter in den GC eingespeist.
- Bei Verwendung von Wasserstoff als Trägergas muss der Trägergasfluss ausgeschaltet sein, und die Rändelschraube auf der vorderen Seitenabdeckung muss leicht festgezogen sein.
- Die Öffnung der Vorvakuumpumpe ist korrekt entlüftet.

WARNUNG

Die Abluft aus der Vorpumpe enthält Lösungsmittel und die von Ihnen analysierten Chemikalien. Wenn Sie die standardmäßige Vorpumpe verwenden, sind auch Spuren von Pumpenöl enthalten. Wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemiekalien analysieren oder, entfernen Sie das Ölventil (Standardpumpe), und installieren Sie einen Schlauch (ID von 11 mm), um so die Abluft der Vorpumpe nach Außen oder in eine Abzugshaube abzuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie örtliche Vorschriften einhalten. Der Ölfilter für die standardmäßige Pumpe hält nur das Öl der Pumpe zurück. Giftige Chemikalien werden nicht gefiltert.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägergasfluss erst dann, wenn der MSD abgepumpt wurde. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Abpumpen

Das Datensystem oder das lokale Bedienfeld ermöglicht Ihnen das Abpumpen des MSD. Der Prozess ist zum Großteil automatisiert. Nachdem Sie das Entlüftungsventil geschlossen und den Hauptnetzschalter eingeschaltet haben (während Sie auf die Seitenabdeckung drücken), pumpt der MSD von selbst ab. Die Datensystem-Software überwacht den Systemstatus während des Abpumpens und zeigt diesen an. Wenn der Druck niedrig genug ist, schaltet das Programm die Ionenquellen- und Massenfilterheizungen ein, und fordert Sie dazu auf, die GC/MSD-Verbindungsheizung einzuschalten. Der MSD wird ausgeschaltet, wenn dieser nicht korrekt abpumpen kann.

Mit Hilfe der Menüs oder der MS-Überwachungsfunktionen kann das Datensystem Folgendes anzeigen:

- Motorgeschwindigkeit für Turbopumpen- MSDs (prozentuale Drehzahl)
- Vorpumpendruck für Diffusionspumpen- MSDs
- Druck der Analysatorkammer (Vakuum) für MSDs mit der optionalen G3397A Mikro-Ionen-Messvorrichtung

Das lokale Bedienfeld kann diese Daten auch anzeigen.

Steuern der Temperaturen

MSD-Temperaturen werden über das Datensystem gesteuert. Der MSD besitzt unabhängige Heizungen und Temperaturfühler für die Ionenquelle und den Quadrupolmassenfilter. Sie können die Sollwerte anpassen und diese Temperaturen am Datensystem oder im lokalen Bedienfeld anzeigen.

Normalerweise wird die Heizung der GC/MSD-Verbindung über die mit "Thermal Aux #2" beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Bei GCs der Serie 6850 ist die Heizung mit der zusätzlichen Heizzone verbunden. Die Temperatur der GC/MSD-Verbindung kann am Datensystem oder am GC eingestellt und überwacht werden.

Steuern des Säulenflusses

Der Trägergasfluss wird über den Vordruck im GC gesteuert. Bei einem bestimmten Vordruck verringert sich der Säulenfluss, wenn sich die GC-Ofentemperatur erhöht. Mit der elektronischen Pneumatiksteuerung (Electronic Pneumatic Control = EPC) und wenn der Säulenmodus auf **Constant Flow** eingestellt ist, wird unabhängig von der Temperatur der gleiche Säulenfluss beibehalten.

Der MSD kann verwendet werden, um den tatsächlichen Säulenfluss zu messen. Sie injizieren eine *kleine* Menge Luft oder anderer nicht zurückbehaltener Chemikalien und messen die Zeit, wie lange es dauert, bis der MSD erreicht wird. Mit dieser Zeitmessung können Sie den Säulenfluss berechnen. Siehe Seite 72.

Entlüften des MSD

Ein Programm im Datensystem führt Sie durch den Entlüftungsprozess. Er schaltet die GC- und MSD-Heizungen und die Diffusionspumpenheizung oder die Turbopumpe zum korrekten Zeitpunkt aus. Er überwacht außerdem die Temperaturen im MSD und zeigt an, wenn der MSD zu entlüften ist.

Der MSD *wird* durch ein fehlerhaftes Entlüften beschädigt. Eine Diffusionspumpe leitet verdampfte Pumpenflüssigkeit in den Analysator zurück, wenn der MSD entlüftet wird, bevor die Diffusionspumpe vollständig abgekühlt ist. Eine Turbopumpe wird beschädigt, wenn sich diese während der Entlüftung mit einer Umdrehungszahl größer 50% ihrer normalen Betriebsgeschwindigkeit dreht.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die GC/MSD-Verbindung und die Analysatorzonen abgekühlt sind (unter 100°C), bevor Sie den MSD entlüften. Eine Temperatur von 100°C reicht aus, um sich die Haut zu verbrennen; tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie Bauteile des Analysators anfassen.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, muss vor dem Abschalten der Stromversorgung des MSD der Trägergasfluss ausgeschaltet sein. Wenn die Vorvakuumpumpe ausgeschaltet ist, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

VORSICHT

Entlüften Sie den MSD niemals, indem Sie durch eines der Enden des Vorpumpenschlauchs Luft transportieren. Verwenden Sie das Entlüftungsventil, oder entfenen Sie die Säulenmutter und die Säule.

Führen Sie keine Entlüftung durch, wenn sich die Turbopumpe noch mit mehr als 50% Ihrer normalen Betriebsgeschwindigkeit dreht.

Überschreiten Sie nicht den maximal empfohlenen gesamten Gasfluss. Siehe "Modelle und Merkmale des MSD der Serie 5975" auf Seite 14.

Anzeigen der MSD-Analysatortemperatur und des Vakuumstatus

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Das Handbuch G1701EA GC/MSD *ChemStation Erste Schritte* enthält weitere Informationen.

Vorgehensweise

1 In der Ansicht "Instrument Control" wählen Sie **Edit Tune Parameters** im Menü "Instrument" aus (Abb. 13).




Abb. 13 Tune-Parameter

- 2 Wählen Sie die Tune- Datei, die Sie mit Ihrer Methode verwenden wollen, im Dialogfenster Load MS Tune File aus.
- 3 Analysatortemperaturen und Vakuumstatus werden im Feld Zones angezeigt.

Sofern Sie noch nicht mit dem Abpumpen begonnen haben, sollte der Vordruck unter 300 mTorr liegen, oder die Turbopumpe muss mit mindestens 80% ihrer Geschwindigkeit arbeiten. Die MSD-Heizungen bleiben solange ausgeschaltet, wie die Diffusionspumpe kalt ist oder sich die Turbopumpe mit weniger 80% ihrer normalen Geschwindigkeit dreht. Normalerweise liegt der Vordruck unter 100 mTorr, oder die Geschwindigkeit der Turbopumpe liegt bei 100%.

Die MSD-Heizungen schalten am Ende des Abpumpzyklus ein und zu Beginn des Entlüftungszyklus aus. Die angegebenen Sollwerte ändern sich durch das Entlüften oder Abpumpen nicht – auch nicht, obwohl beide MSD-Zonen ausgeschaltet sind.

Einstellen von Überwachungsfunktionen für die MSD-Temperatur und den Vakuumstatus

Eine Überwachung zeigt den aktuellen Wert eines einzelnen Geräteparameters an. Dieser kann in das standardmäßige Gerätesteuerungsfenster aufgenommen werden. Überwachungen können so eingestellt werden, dass sie die Farbe ändern, wenn der tatsächliche Parameter über einen benutzerdefinierten Grenzwert hinaus von seinem Sollwert abweicht.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie MS Monitors im Menü "Instrument".
- 2 Im Feld Edit MS Monitors unter Type wählen Sie Zone.
- 3 Unter Parameter wählen Sie MS Source, und klicken Sie auf Add.
- 4 Unter Parameter wählen Sie MS Quad, und klicken Sie auf Add.
- 5 Unter Parameter wählen Sie Foreline (oder TurboSpd) und klicken Sie auf Add.
- 6 Wählen Sie eine beliebige Überwachung, und wählen Sie dann Add.
- **7** Klicken Sie auf **0K**. Die neuen Überwachungen werden in der unteren rechten Ecke des Fensters "Instrument Control" als Stapel angezeigt. Sie müssen verschoben werden, damit Sie alle sehen können.

8 Klicken Sie auf jede Überwachung, und ziehen Sie diese an die gewünschte Position. Beachten Sie Abb. 14 für ein Beispiel der Anordnung von Überwachungen.




Abb. 14 Anordnen von Überwachungen

9 Damit die neuen Einstellungen Bestandteil der Methode werden, wählen Sie **Save** im Menü "Method".

Einstellen der MSD-Analysatortemperaturen

Sollwerte für die MSD-Ionenquellen- und Massenfilter- (Quad-) Temperaturen werden in der aktuellen Tune-Datei (*.u) gespeichert. Wenn eine Methode geladen wird, werden die Sollwerte aus der mit dieser Methode verknüpften Tune-Datei automatisch heruntergeladen.

Vorgehensweise

- 1 In der Ansicht "Instrument Control" wählen Sie **Edit Tune Parameters** im Menü "Instrument" aus.
- 2 Wählen Sie Temperatures im Menü MoreParams aus (Abb. 15).




Abb. 15 Einstellen von Temperaturen

3 Geben Sie die gewünschten Quellen- und Quad- (Massenfilter-) Temperaturen in den Feldern für die Sollwerte ein. Siehe Tabelle 12 auf Seite 67 für empfohlene Sollwerte.

GC/MSD-Verbindung, Ionenquelle und Quadrupolheizzonen interagieren miteinander. Die Analysatorheizungen können ggf. die Temperaturen nicht exakt steuern, wenn der Sollwert für eine Zone erheblich dem einer angrenzenden Zone abweicht.



Wählen Sie keinen höheren Wert als 200 °C für den Quadrupol oder 350 °C für die Quelle.

- 4 Um den Bildschirm zu schließen, klicken Sie auf:
 - Apply, um die neuen Temperatursollwerte an den MSD zu senden.
 - **OK**, um die derzeit geladene Tune-Datei zu ändern aber nicht alles an den MSD zu übertragen (wählen Sie **Apply**).
 - Cancel, um das Fenster zu verlassen, ohne die derzeit geladene Tune-Datei zu ändern oder irgendwelche Daten an den MSD zu übertragen.
- **5** Wenn das Dialogfenster **Save MS Tune File** erscheint, klicken Sie entweder auf **OK**, um Ihre Änderungen in der gleichen Datei zu speichern, oder geben Sie einen neuen Dateinamen ein, und klicken Sie auf **OK**.

Tabelle 12 Empfohlene Temperatureinstellungen

	El-Betrieb	PCI-Betrieb	NCI-Betrieb
MS Source	230	250	150
MS Quad	150	150	150

Einstellen der Temperatur der GC/MSD-Verbindung über die ChemStation

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Siehe "Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld" auf Seite 49.

Vorgehensweise

Diese Vorgehensweise richtet sich an den 7890 GC. Die Vorgehensweise für die Agilent GCs ist gleich, jedoch mit der Ausnahme, dass die Temperatur der 6890 GC/MSD-Verbindung über die **Aux/Thermal Aux** Zone gesteuert wird.

- 1 Wählen Sie View>Instrument Control.
- 2 Wählen Sie Instrument>GC Edit Parameters.
- 3 Klicken Sie auf Aux, um die Verbindungstemperatur zu bearbeiten (Abb. 16).




Abb. 16 Einstellen der Temperatur der Verbindung

- 4 Stellen Sie sicher, dass MSD unter Type und Thermal Aux #2 unter Aux Channel ausgewählt ist.
- **5** Schalten Sie die Heizung ein, und geben Sie den Sollwert in der Spalte **Next °C** ein. Stellen Sie *keine* Temperaturgradienten ein.
- **6** Der typische Sollwert ist 280 °C.

Die Grenzwerte sind 0 °C und 350 °C. Durch einen Sollwert unter der Umgebungstemperatur wird die Verbindungsheizung ausgeschaltet.

VORSICHT

Überschreiten Sie niemals die maximale Temperatur für Ihre Säule.

- 7 Klicken Sie auf **Apply**, um die Sollwerte herunterzuladen, oder klicken Sie auf **OK**, um die Sollwerte herunterzuladen und das Fenster zu schließen.
- 8 Damit die neuen Einstellungen Bestandteil der Methode werden, wählen Sie Save im Menü "Method".

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Trägergas eingeschaltet und die Säule mit Luft gespült wurde, bevor Sie die GC/MSD-Verbindung oder den GC-Ofen aufheizen.

Überwachen des Hochvakuumdrucks

Für die Drucküberwachung wird die optionale G3397A Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung benötigt.

Benötigte Materialien

• Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung (G3397A)

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, schalten Sie die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung nicht aus, wenn sich in der Analysatorkammer möglicherweise Wasserstoff angesammelt hat. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise

- 1 Starten Sie den MSD, und pumpen Sie den MSD ab (Seite 91).
- 2 In der Ansicht "Tune and Vacuum Control" wählen Sie Turn Vacuum Gauge on/off im Menü "Vacuum" aus.
- 3 In der Ansicht "Instrument Control" können Sie eine MS-Überwachung für Messwerte einrichten. Das Vakuum kann auch am lokalen Bedienfeld oder im Bildschirm "Manual Tune" abgelesen werden.

Den größten Einfluss auf den Betriebsdruck im EI- Modus hat der Trägergasfluss (Säulenfluss). Tabelle 13 listet die typischen Drücke für verschiedene Gasflüsse mit Helium als Trägergas auf. Diese Drücke sind ungefähre Werte und variieren von Gerät zu Gerät um ca. 30%.

Tabelle 13 Messwerte der Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung

Säulenflussrate, mL/Min	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Leistungs</i> - Turbopumpe	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Standard</i> - Turbopumpe	Messwert an der Messvorrichtung, Torr <i>Diffusions</i> -Pumpe	Messwert an der Vorpumpe, Torr <i>Diffusions</i> -Pumpe
0.5	3.18E-06	1.3E-05	2.18E-05	34.7
0.7	4.42E-06	1.83E-05	2.59E-05	39.4
1	6.26E-06	2.61E-05	3.66E-05	52.86
1.2	7.33E-06	3.11E-05	4.46E-05	60.866
2	1.24E-05	5.25E-05	7.33E-05	91.784
3	1.86E-05	8.01E-05	1.13E-04	125.76
4	2.48E-05			
6	3.75E-05			

Wenn der Druck konstant über den aufgelisteten Werten liegt, lesen Sie die Online-Hilfe in der MSD ChemStation-Software für Informationen zur Fehlerbehebung bei Luftlecks und anderen Vakuumproblemen.

Messen der linearen Geschwindigkeit des Säulenflusses

Mit Kapillarsäulen (wie denen, die mit dem MSD verwendet werden), wird häufig die lineare Geschwindigkeit und nicht die volumetrische Flussrate gemessen.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie "Data Acquisition" für die splitlose, manuelle Injektion ein, und wählen Sie eine Ionenüberwachung (SIM) von *m/z* 28.
- 2 Drücken Sie im GC-Tastenfeld auf Prep Run.
- 3 Injizieren Sie 1 µL Luft in den GC-Einlass, und drücken Sie Start Run.
- **4** Warten Sie, bis eine Spitze bei m/z 28 eluiert. Beachten Sie die Retentionszeit.
- 5 Berechnen Sie die mittlere, lineare Geschwindigkeit.

Mittlere, lineare Geschwindigkeit (cm/s) = $\frac{100~L}{t}$

wobei:

L = Länge der Säule in Metern

t = Retentionszeit in Sekunden

Achten Sie auf abgebrochene Säulenteile. Wenn an einer $25\,\mathrm{m}$ langen Säule ein $1\,\mathrm{m}$ langer Abschnitt fehlt, kann dies zu einer Abweichung von 4% führen.

6 Verwenden Sie diese Geschwindigkeit, um die Flussberechnungen der MSD ChemStation zu überprüfen (Seite 73).

Wenn die Zahlen nicht passen, klicken Sie auf **Change**, um die Säulenabmessungen zu kalibrieren.

7 Berechnen Sie die volumetrische Flussrate.

Volumetrische Flussrate (mL/Min) = $\frac{0.785 D^2 L}{t}$

wobei:

D = Innendurchmesser der Säule in Millimeter

L = Säulenlänge in Meter

t = Retentionszeit in Minuten

Berechnen des Säulenflusses

Der volumetrische Fluss kann aus dem Säulenvordruck berechnet werden, wenn die Säulenabmessungen bekannt sind.

Vorgehensweise

- 1 In der Ansicht "Instrument Control" wählen Sie Instrument>GC Edit Parameters.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol Columns (Abb. 17 enthält ein Beispiel).
- 3 Prüfen Sie, ob die korrekten Säulenabmessungen eingegeben sind.
- 4 Geben Sie den gewünschten Wert im Feld für den Druck ein.




Abb. 17 Berechnen des Säulenflusses

5 Wenn der für "Average Velocity" angezeigte Wert von dem auf Seite 72 ermittelten Wert abweicht, klicken Sie auf **Change**, um die Säulenabmessungen zu kalibrieren.

Tunen des MSD

Sie können auch über das lokale Bedienfeld den derzeit im PC-Speicher geladenen Autotune-Vorgang ausführen. Siehe "Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld" auf Seite 49.

Vorgehensweise

1 In der Ansicht "Instrument Control" stellen Sie sicher, dass die korrekte Tune-Datei geladen ist. Beim Großteil der Anwendungen wird mit ATUNE.U (Autotune) ein gutes Ergebnis erzielt. STUNE.U (Standard Tune) wird nicht empfohlen, da dies zu einer geringeren Empfindlichkeit führen kann.

Berücksichtigen Sie die Gain-Autotune-Funktion (GAIN.U + HiSense.U). Damit wird ein Tune-Vorgang auf eine Zielverstärkung und nicht auf eine Ziel-Ionenintensität durchgeführt. Dies ermöglicht eine hervorragende Reproduzierbarkeit sowohl von der analyseübergreifenden Ionenintensität als auch zwischen verschiedenen Geräten.

- 2 Stellen Sie das System auf die gleichen Bedingungen ein (GC- Ofentemperatur und Säulenfluss sowie MSD- Analysatortemperaturen), die auch bei der Datenerfassung verwendet werden.
- **3** Wählen Sie **Tune MSD**, um einen vollständigen Tune-Vorgang durchzuführen, oder wählen Sie **Quick Tune**, um Peak-Breite, Massenzuordnung und Ionenintensität ohne geänderte Ionenverhältnisse einzustellen. Wenn Ihr System für CI konfiguriert ist, können Sie das Fenster "CI Tune" über dieses Feld aufrufen. Der Tune-Vorgang wird sofort gestartet.
- **4** Warten Sie, bis der Tune-Vorgang abgeschlossen und der Bericht erstellt ist.

Speichern Sie Ihre Tune-Berichte. Um die Historie mit den Tune-Ergebnissen anzuzeigen, wählen Sie **Checkout>View Previous Tunes...**.

Um Ihren MSD manuell zu tunen oder um spezielle Autotune-Vorgänge durchzuführen, wechseln Sie in die Ansicht "Tune and Vacuum Control".

In diesem Menü "Tune" können Sie zusätzlich zu den unter "Instrument Control" verfügbaren Tune-Vorgängen spezielle Autotune-Vorgänge für spezifische Spektrumergebnisse auswählen, wie z.B. **DFTPP Tune** oder **BFB Tune**.

Die Handbücher oder die Online-Hilfe zur MSD ChemStation-Software enthalten weitere Informationen zum Tuning.

Überprüfen der Systemleistung

Benötigte Materialien

• 1 pg/μL (0,001 ppm) OFN- Probe (5188-5348)

Überprüfen der Tune-Leistung

- 1 Stellen Sie sicher, dass das System mindestens 60 Minuten lang abgepumpt wurde.
- 2 Stellen Sie die GC- Ofentemperatur auf 150 °C und den Säulenfluss auf 1.0 mL/Min ein.
- 3 In der Ansicht "Instrument Control" wählen Sie **Checkout Tune** im Menü "Checkout" aus. Die Software führt einen Autotune-Vorgang durch und druckt den Bericht.
- 4 Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, speichern Sie die Methode, und wählen Sie dann **Evaluate Tune** im Menü "Checkout" aus.

Die Software wertet den letzten Autotune-Vorgang aus und druckt den Bericht "System Verification – Tune".

Überprüfen der Empfindlichkeitsleistung

- 1 Richten Sie das System so ein, dass 1 µL von OFN injiziert wird, entweder mit dem automatischen Probengeber oder manuell.
- 2 In der Ansicht "Instrument Control" wählen Sie **Sensitivity Check** im Menü "Checkout" aus.
- **3** Klicken Sie auf die entsprechenden Symbole im Fenster "Instrument | Edit", um die Methode für den Injektionstyp zu bearbeiten.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um die Methode auszuführen.

Wenn die Methode abgeschlossen ist, wird ein Auswertungsbericht gedruckt.

Überprüfen Sie, ob das Signal/Rausch-Verhältnis den veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Web-Site von Agilent unter www.agilent.com/chem.

Testen von hohen Massen (MSDs der Serie 5975)

Einrichten der Bedingungen

- **1** Besorgen Sie sich eine Probe von PFHT (5188-5357).
- **2** Laden Sie die Tune- Datei ATUNE.U, und führen Sie dann einen Auto- Tune- Vorgang am MSD durch.
- **3** Lösen Sie die PFHT.M Methode unter x\5975\PFHT.M auf, wobei x der verwendeten Gerätenummer entspricht.
- **4** Aktualisieren und speichern Sie die Methode.

Checkout mit hohen Massen


- 1 Füllen Sie eine Probe in ein Probenfläschen, und platzieren Sie dies in Position 2.
- 2 Wählen Sie High Mass Check im Menü Checkout.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
- **4** Nach 5 Minuten ist die Analyse abgeschlossen und die Ergebnisse werden gedruckt.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus

Ergebnisse

*PFHT HIGH MASS REPORT

Data File : C:\msdchem\1\5975\HighMass3.d Vial: 2 : 28 Apr 2005 15:07 Acq On Operator: : *HIGH MASS TEST Sample Inst : Instrument #1 Multiplr: 1.00 Misc _[] : *EXPECTED=* <NONE> ACTUAL=* <NONE> Sample Amount: 0.00 MS Integration Params: NA



*	MASS	ACTUAL	ISOTOPE	ABUND	ISOTOPE	RATIO	RELATIVE	WIDTH
	866.00	866.20	867.20	11439	2402	21.00	100.00	0.512
	867.00	867.20	868.30	2402	171	7.12	21.00	0.512
	916.00	916.20	917.20	742	155	20.89	6.49	0.553

Abb. 18 PFHT Bericht für hohe Massen

Die Ergebnisse enthalten die empfohlene Menge, um den AMU-Offset für hohe Massen anzupassen. Wenn Ihre Ergebnisse im Bereich von 5 Einheiten der Zielmenge liegen, sind keine Anpassungen erforderlich.

Anpassungen

- 1 Stellen Sie sicher, dass ATUNE.U geladen wurde.
- **2** Wählen Sie **Edit Tune Parameters** im Menü "Instrument" über die Ansicht "Instrument Control".
- 3 Klicken Sie auf MoreParams, und wählen Sie DynamicRamping Params...
 - a Wählen Sie den AMU- Offset im Dropdown- Listenfeld.
 - **b** Wenn die Werte auf der rechten Seite grau abgeblendet erscheinen, wählen Sie das Kontrollkästchen **Enable Dynamic Ramping For This Lens**.
 - c Geben Sie den empfohlenen Offset ein, und klicken Sie auf OK.
- **4** Klicken Sie auf **0K** im Feld "Edit Parameters". Es erscheint das Dialogfenster "Save MS Tune File".

Sie können die vorhandene ATUNE.U- Datei überschreiben, um so eine Anpassung für hohe Massen aufzunehmen, oder speichern Sie diese Datei unter einem neuen Namen, z.B. ATUNEHIGH.U.

HINWEIS

Bei jeder Durchführung eines ATUNE.U-Vorgangs wird der eingegebene AMU-Offset überschrieben. Dies ist der Grund, warum der Tune-Vorgang umbenannt wird.

- **5** Laden Sie die PFHT.M- Datei und die gespeicherte Tune- Datei, und speichern Sie dann die Methode.
- **6** Führen Sie Testkombinationen erneut aus (wiederholen Sie den Checkout von hohen Massen). Wenn die Korrektur im Bereich von 5 Einheiten liegt, sind keine weiteren Anpassungen erforderlich.

Abnehmen der MSD-Gehäuseabdeckung

Benötigte Materialien

• Schraubenzieher, Torx T- 15 (8710- 1622)

Beachten Sie diese Prozeduren (Abb. 19), wenn Sie eine der MSD-Gehäuseabdeckungen abnehmen müssen:

Abnehmen der oberen Analysatorabdeckung



Entfernen Sie die fünf Schrauben, und heben Sie die Abdeckung nach oben weg.

Abnehmen der Fensterabdeckung des Analysators



- 1 Drücken Sie den verrundeten Bereich am oberen Abschnitt des Fensters nach unten.
- 2 Heben Sie das Fenster nach vorne aus dem MSD heraus.



Entfernen Sie keine anderen Abdeckungen. Unter diesen Abdeckungen liegen gefährliche Spannungen an.




Abb. 19 Abnehmen von Abdeckungen



Wenden Sie keine zu große Kraft an, da sonst die Kunststoffstifte brechen können, mit denen die Abdeckung an der Zentraleinheit angebracht wird.

Entlüften des MSD

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie **Vent** im Menü "Vacuum" in der Software. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.
- **2** Stellen Sie die Heizung der GC/MSD-Verbindung und die GC-Ofentemperaturen auf die Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) ein.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, muss vor dem Abschalten der Stromversorgung des MSD der Trägergasfluss ausgeschaltet sein. Wenn die Vorvakuumpumpe ausgeschaltet ist, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.


VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass der GC-Ofen und die GC/MSD-Verbindung kalt sind, bevor Sie den Trägergasfluss ausschalten.

- **3** Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung den MSD am Netzschalter aus.
- 4 Ziehen Sie das Netzkabel vom MSD ab.

WARNUNG

Während der MSD entlüftet wird, wählen an der ChemStation nicht die Ansicht "Instrument Control". Hierdurch wird die Heizung für die Verbindung aktiviert.






Abb. 20 Entlüften des MSD



6 Drehen Sie den Regler am Entlüftungsventil (Abb. 20) *nur* eine 3/4- Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn bzw. bis Sie das Zischen eines Luftstroms in die Analysatorkammer hören.

Drehen Sie den Regler *nicht* zu weit auf, da sich sonst der O- Ring aus seiner Vertiefung lösen kann. Stellen Sie sicher, dass der Drehknopf wieder geschlossen ist, bevor Sie die Pumpe aktivieren.

WARNUNG

Warten Sie, bis sich der Analysator auf Raumtemperatur abgekühlt hat, bevor Sie ihn anfassen.

VORSICHT

Tragen Sie stets saubere Handschuhe, wenn Sie Teile berühren, die in die Analysatorkammer gestellt werden.

WARNUNG

Während der MSD entlüftet wird, wählen an der ChemStation nicht die Ansicht "Instrument Control". Hierdurch wird die Heizung für die Verbindung aktiviert.

Öffnen der Analysatorkammer

Benötigte Materialien

- · Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Antistatische Erdungsmanschette
 - Klein (9300-0969)
 - Mittelgroß (9300-1257)
 - Groß (9300-0970)

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette, und beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen (siehe Seite 131), bevor Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise

1 Entlüften Sie den MSD (Seite 82).



- **2** Ziehen Sie das Steuerungskabel der seitlichen Karte und das Netzkabel von der seitlichen Karte ab.
- **3** Lösen Sie die Rändelschrauben der Seitenabdeckung (Abb. 21), wenn diese angezogen sind.

Die hintere Rändelschraube der Seitenabdeckung sollte während der normalen Verwendung nicht angezogen sein. Sie dient nur als Transportsicherung. Die vordere Rändelschraube der Seitenabdeckung sollte nur für den CI- Betrieb angezogen sein oder wenn Wasserstoff oder andere entflammbare oder giftige Substanzen als Trägergas verwendet werden.

VORSICHT

Wenn Sie im nächsten Schritt einen Widerstand spüren, **unterbrechen Sie den Vorgang**. Wenden Sie keine Kraft an, um die Seitenabdeckung zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass der MSD entlüftet ist. Stellen Sie sicher, dass die hintere und vordere Schraube der Seitenabdeckung vollständig gelöst sind.

4 Klappen Sie die Seitenabdeckung vorsichtig auf.

WARNUNG

Der Analysator, die GC/MSD-Verbindung und andere Bauteile in der Analysatorkammer arbeiten bei extrem hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.

VORSICHT

Tragen Sie immer saubere Handschuhe, um bei Arbeiten in der Analysatorkammer eine Verunreinigung zu verhindern.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus






Abb. 21 Die Analysatorkammer

Schließen der Analysatorkammer

Benötigte Materialien

- · Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)

Vorgehensweise

1 Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Leitungen des Analysators korrekt angeschlossen sind. Bei EI- und CI- Quellen ist die Verkabelung jeweils gleich.

Die Verkabelung wird in Tabelle 14 beschrieben und ist in Abb. 22 und Abb. 23 dargestellt. Der Begriff "Karte" in der Tabelle bezieht sich auf die Feedthrough- Karte, die sich neben der Ionenquelle befindet.

Tabelle 14 Analysatorverkabelung

Kabelbeschreibung	Angeschlossen an	Verbindung zu
Grün mit Wulst (2)	Quadheizung	Karte, oben links (HTR)
Weiß mit geflochtener Hülle (2)	Quadfühler	Karte, oben (RTD)
Weiß (2)	Karte, mitte (FILAMENT-1)	Glühdraht 1 (oben)
Rot (1)	Karte, mitte links (REP)	Repeller
Schwarz (2)	Karte, mitte (FILAMENT-2)	Glühdraht 2 (unten)
Orange (1)	Karte, oben rechts (ION FOC)	Ionenfokuslinse
Blau (1)	Karte, oben rechts (ENT LENS)	Eintrittslinse
Grün mit Wulst (2)	lonenquellenheizung	Karte, unten links (HTR)
Weiß (2)	lonenquellenfühler	Karte, unten (RTD)




Abb. 22 Verdrahtung der Feedthrough-Karte




Abb. 23 Verdrahtung der Ionenquelle

2 Prüfen Sie den O-Ring der Seitenabdeckung.

Stellen Sie sicher, dass auf dem O-Ring eine *extrem* dünne Schicht von Apiezon L Fett für ein hohes Vakuum aufgetragen ist. Wenn der O-Ring extrem trocken ist, dichtet dieser ggf. nicht korrekt. Wenn der O-Ring glänzt, wurde zu viel Fett aufgetragen. (Anweisungen zum Schmieren finden Sie im "5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual".)

- **3** Schließen Sie die Seitenabdeckung.
- **4** Schließen Sie das Steuerungskabel der seitlichen Karte und das Netzkabel an der seitlichen Karte wieder an.
- 5 Stellen Sie sicher, dass das Entlüftungsventil geschlossen ist.
- **6** Pumpen Sie den MSD ab (Seite 91).
- 7 Wenn Sie im CI- Modus arbeiten oder wenn Wasserstoff oder andere entflammbare oder giftige Substanzen als Trägergas verwendet werden,

3 Betrieb im Elektronenstoß- (El) Modus

ziehen Sie die vordere Rändelschraube der Seitenabdeckung vorsichtig handfest an.

WARNUNG

Die vordere Rändelschraube muss beim CI-Betrieb, oder wenn Wasserstoff (oder andere gefährliche Gase) als GC-Trägergas verwendet werden, angezogen werden. Im unwahrscheinlichen Fall einer Explosion kann diese ein Öffnen der Seitenabdeckung verhindern.

VORSICHT

Ziehen Sie die Rändelschraube nicht zu fest an; dies kann zu Luftlecks führen oder ein ordnungsgemäßes Abpumpen verhindern. Ziehen Sie die Rändelschraube nicht mit einem Schraubenzieher an.

8 Nachdem der MSD abgepumpt wurde, schließen Sie die Analysatorabdeckung.

Abpumpen des MSD

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Siehe "Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld" auf Seite 49.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass alle in der Einführung dieses Kapitels aufgeführten Bedingungen erfüllt sind (Seite 56), bevor sie den MSD starten und abpumpen. Andernfalls können Personen zu Schaden kommen.

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas einsetzen, starten Sie den Trägergasfluss erst dann, wenn der MSD abgepumpt wurde. Wenn die Vakuumpumpen ausgeschaltet sind, sammelt sich im MSD Wasserstoff an. Dies kann zu einer Explosion führen. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise



- 1 Schließen Sie das Entlüftungsventil.
- 2 Schließen Sie das MSD- Netzkabel an.
- 3 Wählen Sie Tune and Vacuum Control im Menü "View" aus.

Wählen Sie **Pump Down** im Menü "Vacuum" aus.

- 4 Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung den MSD an.
- **5** Drücken Sie leicht auf die Seitenabdeckung, um sicherzustellen, dass diese dicht ist. Drücken Sie auf das Metallgehäuse auf der seitlichen Karte.

Die Vorvakuumpumpe gibt ein gurgelndes Geräusch von sich. Dieses Geräusch sollte nach einer Minute aufhören. Wenn das Geräusch weiterhin zu hören ist, liegt in Ihrem System ein *großes* Luftleck vor – vermutlich an der Abdichtung der Seitenabdeckung, an der Mutter der GC/MSD-Verbindung oder am Entlüftungsventil.

6 Nachdem die Verbindung zum PC hergestellt wurde, klicken Sie auf OK.




Abb. 24 Abpumpen

VORSICHT

Binnen 10 bis 15 Minuten sollte die Diffusionspumpe warm sein bzw. die Turbopumpe auf 80% beschleunigt haben (Abb. 24). Die Pumpengeschwindigkeit sollte schließlich 95% erreichen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, schaltet die MSD-Elektronik die Vorpumpe ab. Um diesen Zustand wieder zu korrigieren, müssen Sie den MSD aus- und wieder einschalten. Wenn der MSD nicht korrekt abpumpt, lesen Sie die Informationen zur Beseitigung von Luftlecks und anderen Problemen mit dem Vakuum im Handbuch oder in der Online-Hilfe.

7 Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung die GC/MSD-Verbindungsheizung und den GC- Ofen ein. Klicken Sie danach auf **OK**.

Die Software schaltet die Heizungen für Ionenquelle und Massenfilter ein. Die Temperatursollwerte sind in der aktuellen Autotune (*.u) Datei gespeichert.

VORSICHT

Schalten Sie erst dann eine beheizte Zone ein, wenn der Trägergasfluss aktiviert ist. Wenn eine Säule ohne Trägergasfluss beheizt wird, kann sie hierdurch beschädigt werden.

8 Warten Sie nach Anzeige der Meldung **Okay to run** zwei Stunden, bis der MSD sein thermisches Gleichgewicht erreicht hat. Daten, die erfasst werden, bevor der MSD sein thermisches Gleichgewicht erreicht hat, sind möglicherweise nicht reproduzierbar.

Transportieren und Aufbewahren des MSD

Benötigte Materialien

- Ferrule, leer (5181-3308)
- Verbindungssäulenmutter (05988-20066)
- Gabelschlüssel, 1/4 Zoll × 5/16 Zoll (8710-0510)

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD (Seite 82).
- **2** Entfernen Sie die Säule, und installieren Sie eine leere Ferrule und Verbindungsmutter.
- 3 Schließen Sie das Entlüftungsventil.
- **4** Ziehen Sie den MSD vom GC weg (siehe "5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual").
- **5** Ziehen Sie das Heizungskabel für die GC/MSD-Verbindung vom GC ab.
- 6 Installieren Sie die Verbindungsmutter mit der leeren Ferrule.
- 7 Öffnen Sie die Analysatorabdeckung (Seite 80).
- **8** Ziehen Sie die Rändelschrauben an der Seitenabdeckung handfest an (Abb. 25).

VORSICHT

Ziehen Sie die Rändelschrauben an der Seitenabdeckung nicht zu fest an. Durch ein übermäßiges Anziehen können die Gewinde in der Analysatorkammer überzogen werden. Dadurch verzieht sich außerdem die Seitenabdeckung, wodurch Lecks entstehen.

- **9** Schließen Sie das MSD- Netzkabel an.
- 10 Schalten Sie den MSD ein, um ein Vorvakuum zu erzeugen. Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeit der Turbopumpe über 50% liegt oder dass der Vordruck bei ~1 Torr liegt.
- 11 Schalten Sie den MSD aus.
- 12 Schließen Sie die Analysatorabdeckung.
- 13 Ziehen Sie die Netzwerkkabel, Fernsteuerungskabel und Netzkabel ab.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (El) Modus




Abb. 25 Rändelschrauben der Seitenabdeckung

Der MSD kann jetzt transportiert oder aufbewahrt werden. Die Vorpumpe kann nicht abgezogen werden; sie muss mit dem MSD transportiert werden. Stellen Sie sicher, dass der MSD in aufrechter Position bleibt und niemals seitlich, nach vorne oder hinten gekippt wird.

VORSICHT

Der MSD muss immer in aufrechter Position bleiben. Wenn Sie den MSD an einen anderen Ort verschicken müssen, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten von Agilent Technologies. Von diesem erhalten Sie Hinweise zu Verpackung und Versand.

Einstellen der Verbindungstemperatur vom GC

Falls gewünscht, können Sie die Verbindungstemperatur direkt am GC einstellen. Für den Agilent 7890A und 6890 stellen Sie die Temperatur unter "Aux #2" ein. Für den 6850 verwenden Sie den optionalen Handheld- Controller, um die "Thermal Aux"- Temperatur einzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation zum GC.

VORSICHT


Überschreiten Sie niemals die maximale Temperatur für Ihre Säule.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Trägergas eingeschaltet und die Säule mit Luft gespült wurde, bevor Sie die GC/MSD-Verbindung oder den GC-Ofen aufheizen.

Wenn der neue Sollwert Bestandteil der aktuellen Methode werden soll, klicken Sie auf **Save** im Menü "Method". Andernfalls werden beim erstmaligen Laden einer Methode alle Sollwerte, die über das GC-Tastenfeld eingegeben wurden, durch die Sollwerte der Methode überschrieben.

3 Betrieb im Elektronenstoß- (EI) Modus



Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

Allgemeine Richtlinien 98

Die CI-GC/MSD-Verbindung 99

Betrieb des CI-MSD 101

Umschalten von der El-Quelle auf die Cl-Quelle 102

Abpumpen des CI-MSD 103

Einrichten der Software für den CI-Betrieb 104

Betrieb des Steuerungsmoduls für den Reagensgasfluss 106

Einrichten eines Reagensgasflusses mit Methan 109

Verwenden anderer Reagensgase 111

Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle 115

CI-Autotune 116

Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan) 118

Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als

Reagensgas) 120

Überprüfen der PCI-Leistung 122

Überprüfen der NCI-Leistung 123

Überwachen des Hochvakuumdrucks 124

Dieses Kapitel enthält Informationen und Anweisungen zum Betrieb der MSDs der Serie 5975 im chemischen Ionisations- (CI) Modus. Die Informationen aus dem vorangegangenen Kapitel treffen zum Großteil auch hier zu.

Das meiste Material bezieht sich auf die chemische Methanionisation, jedoch befasst sich ein Abschnitt mit der Verwendung von anderen Reagensgasen.

Die Software enthält Anweisungen zum Einstellen des Reagensgasflusses und für die Durchführung der CI- Autotune- Vorgänge. Autotune- Vorgänge stehen für die positive CI (PCI) mit Methanreagensgas und für die negative CI (NCI) mit einem beliebigen Reagensgas zur Verfügung.



Allgemeine Richtlinien

- Verwenden Sie immer Methan höchster Reinheit (und andere Reagensgase höchster Reinheit, sofern zutreffend). Methan muss eine Reinheit von mindestens 99.9995% aufweisen.
- Stellen Sie immer sicher, dass der MSD im EI- Modus korrekt arbeitet, bevor Sie in den CI- Modus wechseln. Siehe "Überprüfen der Systemleistung" auf Seite 76.
- Stellen Sie sicher, dass die CI- Ionenquelle und die Dichtung an der Spitze der GC/MSD-Verbindung installiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Reagensgasleitung keine Luftlecks aufweist. Dies wird im PCI- Modus durch eine Prüfung für m/z 32 nach dem Methan- Pretune ermittelt.

Die CI-GC/MSD-Verbindung

Die CI- GC/MSD- Verbindung (Abb. 26) ist eine Heizleitung in den MSD für die Kapillarsäule. Sie ist an der rechten Seite der Analysatorkammer mit einer O- Ringdichtung verschraubt und besitzt eine Schutzabdeckung, die nicht entfernt werden darf.

Ein Ende der Verbindung verläuft durch die Seite des GC und endet im Ofen. Dieses Ende besitzt ein Gewinde, um so eine Verbindung der Säule mit einer Mutter und einer Ferrule zu ermöglichen. Das andere Ende der Verbindung passt in die Ionenquelle. Die letzten 1 bis 2 Millimeter der Kapillarsäule erstrecken sich über das Ende der Führungsröhre und in die Ionisationskammer hinein.

Das Reagensgas wird in die Verbindung eingespeist. Die Spitze der Verbindungseinheit verläuft in die Ionisationskammer. Eine gefederte Dichtung verhindert, dass Reagensgase an der Spitze austreten können. Das Reagensgas tritt am Verbindungskörper ein und vermischt sich mit dem Trägergas und der Probe in der Ionenquelle.

Die GC/MSD-Verbindung wird über eine elektrische Patronenheizung beheizt. Normalerweise wird die Heizung über die mit "Thermal Aux #2" beheizte Zone des GC mit Strom versorgt und gesteuert. Bei GCs der Serie 6850 kann die Heizung mit der zusätzlichen Heizzone verbunden werden. Die Verbindungstemperatur kann an der MSD ChemStation oder dem Gaschromatographen eingestellt werden. Ein Fühler (Thermopaar) in der Verbindung überwacht die Temperatur.

Diese Verbindung wird auch für den EI- Betrieb in CI- MSDs verwendet.

Die Verbindung sollte in einem Bereich zwischen $250\,^\circ$ und $350\,^\circ$ C betrieben werden. Auf Grund dieser Einschränkung sollte die Verbindungstemperatur etwas höher als die maximale GC- Ofentemperatur, jedoch *niemals* höher als die maximale Säulentemperatur liegen.

Siehe auch


"Installieren einer Kapillarsäule in der GC/MSD-Verbindung" auf Seite 42.



Überschreiten Sie niemals die maximale Säulentemperatur, weder in der GC/MSD-Verbindung noch am GC-Ofen oder dem Einlass.

WARNUNG

Die GC/MSD-Verbindung arbeitet mit hohen Temperaturen. Wenn Sie diese berühren, wenn diese erwärmt ist, werden Sie sich verbrennen.



Säulenende ragt 1 bis 2 mm in die Ionisationskammer.

Abb. 26 Die CI-GC/MSD-Verbindung

Betrieb des CI-MSD

Das Betreiben des MSD im CI- Modus ist etwas komplizierter als der Betrieb im EI- Modus. Nach dem Tuning müssen ggf. Gasfluss, Quellentemperatur (Tabelle 15) und Elektronenenergie für Ihre spezifischen Analyseanforderungen optimiert werden.

Tabelle 15 Temperaturen für den CI-Betrieb

	lonenquelle	Quadrupol	GC/MSD- Verbindung
PCI	250 °C	150 °C	280 °C
NCI	150 °C	150 °C	280 °C

Starten des Systems im PCI-Modus

Indem Sie das System zuerst im PCI-Modus starten, können Sie Folgendes durchführen:

- Den MSD zuerst mit Methan einrichten auch dann, wenn Sie ein anderes Reagensgas verwenden werden.
- Die Dichtung an der Spitze der Verbindung prüfen, indem Sie auf ein Verhältnis von m/z 28 zu 27 achten (im Fenster für die Anpassung des Methanflusses).
- Erkennen, ob ein grobes Luftleck vorhanden ist, indem Sie die Ione bei m/z 19 (protoniertes Wasser) und 32 überwachen.
- Bestätigen, dass der MS "echte" Ionen erzeugt und nicht nur ein Hintergrundrauschen.

In der NCI ist es nahezu unmöglich, eine Diagnose am System durchzuführen. In der NCI gibt es keine zu überwachende Reagensgasione. Es ist schwierig, ein Luftleck zu diagnostizieren und festzustellen, ob eine gute Abdichtung zwischen der Verbindung und dem Ionenvolumen hergestellt wurde.

Umschalten von der El-Quelle auf die Cl-Quelle

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im El-Modus korrekt ist, bevor Sie in den Cl-Modus wechseln.

Richten Sie den CI-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD. Siehe Seite 82.
- 2 Öffnen Sie den Analysator.
- 3 Entfernen Sie die EI-Ionenquelle. Siehe Seite 134.

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Siehe "Elektrostatische Entladung" auf Seite 131. Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, *bevor* Sie die Analysatorkammer öffnen.

- **4** Installieren Sie die CI- Ionenguelle. Siehe Seite 142.
- 5 Installieren Sie die Dichtung für die Spitze der Verbindung. Siehe Seite 143.
- **6** Schließen Sie den Analysator.
- 7 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe Seite 103.

Abpumpen des CI-MSD

Sie können diese Aufgabe auch am lokalen Bedienfeld durchführen. Siehe "Betrieb des MSD über das lokale Bedienfeld" auf Seite 49.

Vorgehensweise

1 Folgen Sie den Anweisungen für den EI-MSD. Siehe "Abpumpen des MSD" auf Seite 91.

Nachdem Sie von der Software aufgefordert wurden, die Verbindungsheizung und den GC-Ofen einzuschalten, führen Sie die folgenden Schritte durch.

- **2** Prüfen Sie die Vakuummessvorrichtung (sofern vorhanden), um zu kontrollieren, ob der Druck sinkt.
- **3** Drücken **Shutoff Valve**, um die Gasversorgungs- und Isolationsventile zu schließen.
- **4** Stellen Sie sicher, dass **PCICH4.U** geladen ist, und akzeptieren Sie die Temperatursollwerte.

Starten Sie immer das System im PCI- Modus, und überprüfen Sie immer die Leistung des Systems, bevor Sie in die NCI wechseln.

- **5** Stellen Sie die GC/MSD-Verbindung auf 280 °C ein.
- 6 Stellen Sie Gas A auf 20% ein.
- 7 Lassen Sie das System mindestens 2 Stunden lang austrocknen und spülen. Wenn Sie die NCI ausführen wollen, sollten Sie den MSD über Nacht austrocknen, um so die bestmögliche Empfindlichkeit zu erzielen.

Einrichten der Software für den CI-Betrieb

Vorgehensweise

- 1 Wechseln Sie in die Ansicht "Tune and Vacuum Control".
- 2 Wählen Sie Load Tune Values im Menü "File" aus.
- 3 Wählen Sie die Tune- Datei PCICH4.U aus.
- 4 Wenn für diese Tune- Datei noch nie ein CI- Autotune- Vorgang durchgeführt wurde, zeigt die Software eine Folge von Dialogfenstern an. Akzeptieren Sie die voreingestellten Werte, sofern nicht ein wichtiger Grund vorliegt, um diese zu ändern.

Die Tune-Werte haben eine dramatische Auswirkung auf die Leistung des MSD. Beginnen Sie immer mit den voreingestellten Werten, wenn Sie eine CI das erste Mal einrichten, und nehmen Sie dann Anpassungen für Ihre spezifische Anwendung vor. In der Tabelle 16 finden Sie die voreingestellten Werte für das Feld "Tune Control Limits".

HINWEIS

Diese Grenzwerte werden nur von Autotune verwendet. Sie dürfen *nicht* mit den Parametern, die unter "Edit MS Parameters" eingestellt werden, oder mit denen, die im Tune-Bericht angegeben werden, verwechselt werden.

Tabelle 16 Voreingestellte Grenzwerte für die Tune-Steuerung, die nur von CI-Autotune verwendet werden

Reagensgas	Methan		Isobutan		Ammoniak	
lonenpolarität	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ
Intensitätsziel	1x10 ⁶	1x10 ⁶	-	1x10 ⁶	-	1x10 ⁶
Peakbreitenziel	0.6	0.6	-	0.6	-	0.6
Max. Repeller	4	4	-	4	-	4
Max. Emissionsstrom, μA	240	50	-	50	-	50
Max. Elektronenenergie, eV	240	240	-	240	-	240

Hinweise zur Tabelle 16:

- Der Querstrich bedeutet "nicht verfügbar". In der PCI werden mit anderen Reagensgasen als Methan keine PFDTD-Ione gebildet. Somit steht CI- Autotune für diese Konfigurationen nicht zur Verfügung.
- **Ionenpolarität** Richten Sie die PCI immer zuerst mit Methan ein, und wechseln Sie erst danach zu der gewünschten Ionenpolarität und dem gewünschten Reagensgas.
- Intensitätsziel Stellen Sie diesen Wert höher oder niedriger ein, um die gewünschte Signalintensität zu erzielen. Eine höhere Signalintensität führt zu einer höheren Rauschintensität. Diese wird für die Datenerfassung angepasst, indem Sie die Elektronenvervielfacherspannung in der Methode einstellen.
- Peakbreitenziel Höhere Peakbreitenwerte führen zu einer besseren Empfindlichkeit, niedrigere Werte führen zu einer besseren Auflösung.
- Max. Emissionsstrom Der optimale, maximale Emissionsstrom für die NCI ist extrem von der Verbindung abhängig und muss empirisch ermittelt werden. Der optimale Emissionsstrom für Pestizide kann beispielsweise bei ca. 200 µA liegen.

Betrieb des Steuerungsmoduls für den Reagensgasfluss

Der Reagensgasfluss wird in der Software gesteuert (Abb. 27).




Abb. 27 CI-Flusssteuerung

Die Einstellungen unter "Valve Settings" haben die folgenden Auswirkungen:

Gas A (oder **B) Valve** Der vorhandene Gasfluss (sofern vorhanden) ist ausgeschaltet. Das System entleert die Gasleitungen 6 Minuten lang und schaltet dann das ausgewählte Gas (A oder B) ein. Hierdurch verringert sich das Vermischen von Gasen in den Leitungen.

Shutoff Valve Wenn "Shutoff Valve" ausgewählt ist, schaltet das System den vorhandenen Gasfluss aus, und lässt aber das Isolationsventil (Abb. 28) geöffnet. Hierdurch werden Gasrückstände aus den Leitungen entfernt. Eine typische Entleerungsdauer ist 6 Minuten, und dann wird das Isolationsventil geschlossen.

Die Flusssteuerungs-Hardware merkt sich die Flusseinstellung für jedes Gas. Wenn ein Gas ausgewählt ist, stellt die Steuerungskarte automatisch den gleichen Fluss ein, der für dieses Gas das letzte Mal verwendet wurde.

Das Flusssteuerungsmodul

Das Steuerungsmodul für den CI- Reagensgasfluss (Abb. 28 und Tabelle 17) reguliert den Fluss des Reagensgases in die CI- GC/MSD- Verbindung. Das Flussmodul besteht aus Massenfluss- Controller (MFC), Gasauswahlventilen, CI- Kalibrierventil, Isolationsventil, Steuerelektronik und Leitung.

Auf der Rückseite befinden sich Swagelok-Einlassarmaturen für Methan (**CH4**) und für ein anderes Reagensgas (**OTHER**). Die Software bezeichnet diese als **Gas A** und **Gas B**. Wenn Sie kein zweites Reagensgas verwenden, bringen Sie auf der Armatur mit der Bezeichnung **OTHER** eine Abdeckkappe an, um eine versehentliche Luftzufuhr zum Analysator zu verhindern. Legen Sie die Reagensgase mit 25 bis 30 psi (170 bis 205 kPa) an.

Das Isolationsventil verhindert ein Verunreinigen des Flusssteuerungsmoduls durch Atmosphäre, während der MSD entlüftet wird, oder durch PFTBA während des EI- Betriebs. Die MSD- Überwachungen geben **0n** als **1** und **0ff** als **0** an (siehe Tabelle 17).




Abb. 28 Schema für das Steuerungsmodul für den Reagensgasfluss

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

Tabelle 17 Statusdiagramm für das Flusssteuerungsmodul

Ergebnis	Gas A Fluss	Gas B Fluss	Spülen mit Gas A	Spülen mit Gas B	Flussmodul auspumpen	Standby, entlüftet oder EI-Modus
Gas A	Offen	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Geschlossen	Geschlossen
Gas B	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Offen	Geschlossen	Geschlossen
MFC	$Ein \rightarrow Sollwert$	$Ein \rightarrow Sollwert$	$Ein \rightarrow 100\%$	$Ein \rightarrow 100\%$	$Ein \rightarrow 100\%$	Aus →0%
Isolationsventil	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Geschlossen

Die Zustände $\mathbf{0}$ pen und \mathbf{C} losed werden in den Überwachungsanzeigen mit $\mathbf{1}$ und $\mathbf{0}$ angegeben.

Einrichten eines Reagensgasflusses mit Methan

Der Reagensgasfluss muss vor dem Tuning des CI- Systems angepasst werden, um eine maximale Stabilität zu gewährleisten. Führen Sie die *anfängliche* Konfiguration mit Methan im PCI- Modus durch (positive chemische Ionisation). Für die NCI gibt es keine Prozedur für die Flussanpassung, da keine negativen Reagens- Ione gebildet werden.

Das Anpassen des Reagensgasflusses mit Methan erfolgt in drei Schritten: Einstellen der Flusssteuerung, Pretuning an den Reagensgasionen und Anpassen des Flusses für stabile Reagensionenverhältnisse, bei Methan, m/z 28/27.

Ihr Datensystem führt Sie schrittweise durch die Prozedur für die Flussanpassung.

VORSICHT

Nachdem das System vom EI- in den CI-Modus gewechselt ist, oder aus irgendeinem Grund entlüftet wurde, muss der MSD vor dem Tuning mindestens 2 Stunden ausgetrocknet werden.

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie **Gas A**. Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen im Tune Wizard.
- 2 Stellen Sie den Fluss auf 20% für PCI/NCI- MSDs ein.
- **3** Prüfen Sie die Vakuummesseinrichtung, um den korrekten Druck sicherzustellen. Siehe Seite 124.
- 4 Wählen Sie Methane Pretune im Menü "Setup".
 - Der Methan-Pretune-Vorgang tunet das Gerät für eine optimale Überwachung des Verhältnisses der Methanreagensione m/2 28/27.
- 5 Überprüfen Sie die angezeigte Profildarstellung der Reagensione (Abb. 29).
 - Stellen Sie sicher, dass bei *m/z* 32 keine sichtbaren Peaks vorhanden sind. Ein Peak an dieser Stelle zeigt an, dass ein Luftleck vorliegt. Wenn ein solcher Peak vorhanden ist, suchen und reparieren Sie das Leck, bevor Sie fortfahren. Durch den Betrieb im CI- Modus mit einem Luftleck wird die Ionenquelle schnell verunreinigt.
 - Stellen Sie sicher, dass der Peak bei m/z 19 (protoniertes Wasser) unter 50% des Peaks bei m/z 17 liegt.
- **6** Führen Sie die Anpassung des Methanflusses durch.

VORSICHT

Wenn Sie mit CI-Autotune fortfahren und am MSD ein Luftleck vorliegt oder große Mengen an Wasser vorhanden sind, führt dies zu einer *heftigen* Verunreinigung der lonenquelle. Wenn dies passiert, müssen Sie *den MSD entlüften* und *die lonenquelle reinigen*.




Abb. 29 Darstellungen der Reagensionen

Methan-Pretuning, wenn das Austrocknen mehr als einen Tag dauerte

Beachten Sie die niedrige Intensität von m/z 19 und das Fehlen eines sichtbaren Peaks bei m/z 32. Ihr MSD zeigt wahrscheinlich zuerst mehr Wasser an, jedoch sollte die Intensität von m/z 19 immer noch unter 50% von m/z 17 liegen.

Verwenden anderer Reagensgase

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Isobutan oder Ammoniak als Reagensgas verwendet werden. Bevor Sie andere Reagensgase einsetzen, sollten Sie mit dem Betrieb des mit CI ausgestatteten MSD der Serie 5975 in Verbindung mit dem Einsatz von Methan als Reagensgas vertraut sein.

VORSICHT

Verwenden Sie kein Stickstoffmonoxid als Reagensgas. Dies verkürzt die Lebensdauer des Glühdrahtes erheblich.

Durch den Wechsel des Reagensgases von Methan zu Isobutan oder Ammoniak ändert sich die chemische Zusammensetzung des Ionisationsprozesses, was auch zu anderen Ionen führt. Die wichtigsten chemischen Ionisationsreaktionen, die auftreten, werden in $Anhang\ A$, "Theorie der chemischen Ionisation" erläutert. Wenn Sie keine Erfahrung in Verbindung mit der chemischen Ionisation haben, sollten Sie dieses Material zuerst lesen, bevor Sie fortfahren.

VORSICHT

Nicht alle Konfigurationsoperationen können in allen Modi mit allen Reagensgasen durchgeführt werden. Siehe Tabelle 18 für weitere Informationen.

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

Tabelle 18 Reagensgase

Reagensgas/Modus	Reagensionenmassen	PFDTD- Kalibrantione	Flussanplone: Verhältnis EI/PCI/NCI MSD Leistungs-Turbopumpe Empfohlener Fluss: 20% PCI 40% NCI
Methan/PCI	17, 29, 41 [*]	41, 267, 599	28/27: 1.5 – 5.0
Methan/NCI	17, 35, 235 [†]	185, 351, 449	-
Isobutan/PCI	39, 43, 57	-	57/43: 5.0 – 30.0
Isobutan/NCI	17, 35, 235	185, 351, 449	-
Ammoniak/PCI	18, 35, 52	-	35/18: 0.1 – 1.0
Ammoniak/NCI	17, 35, 235	185, 351, 517	-

^{*} Mit anderen Reagensgasen als Methan werden keine PFDTD-lone gebildet. Führen Sie das Tuning mit Methan durch, und verwenden Sie die Parameter für das andere Gas.

Isobutan-CI

Isobutan (C_4H_{10}) wird häufig für die chemische Ionisation verwendet, wenn im chemischen Ionisationsspektrum eine geringere Fragmentierung gewünscht wird. Der Grund hierfür ist, dass die Protonenaffinität von Isobutan höher ist als von Methan; somit wird weniger Energie in die Ionisationsreaktion übertragen.

Addition und Protonenübertragung sind die Ionisationsmechanismen, die meistens mit Isobutan verknüpft sind. Die Probe selbst beeinflusst, welcher Mechanismus dominiert.

[†] Es werden keine **negativen** Reagensgasione gebildet. Für ein Pretuning im negativen Modus verwenden Sie die Hintergrundione: 17 (OH-), 35 (Cl-) und 235 (ReO3-). Diese Ione können nicht für die Anpassung des Reagensgasflusses verwendet werden. Stellen Sie den Fluss auf 40% für die NCI ein, und passen Sie diesen ggf. an, um akzeptable Ergebnisse für Ihre Anwendung zu erzielen.

Ammoniak-CI

Ammoniak (NH₃) wird häufig für die chemische Ionisation verwendet, wenn im chemischen Ionisationsspektrum eine geringere Fragmentierung gewünscht wird. Der Grund hierfür ist, dass die Protonenaffinität von Ammoniak höher ist als von Methan; somit wird weniger Energie in die Ionisationsreaktion übertragen.

Da viele zu untersuchende Verbindungen zu wenig Protonenaffinitäten aufweisen, resultieren chemische Ionisationsspektren mit Ammoniak häufig aus dem Hinzufügen von $\mathrm{NH_4}^+$ und dann in einigen Fällen aus dem nachfolgenden Verlust von Wasser. Ionenspektren mit Ammoniak als Reagensgas enthalten hauptsächlich Ionen bei m/z 18, 35 und 52 entsprechend für $\mathrm{NH_4}^+$, $\mathrm{NH_4(NH_3)}^+$ und $\mathrm{NH_4(NH_3)}^+$.

Um Ihren MSD für die chemische Ionisation mit Isobutan oder Ammoniak anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

Vorgehensweise

- 1 In der Ansicht "Tune and Vacuum Control" führen Sie einen standardmäßigen positiven CI- Autotune-Vorgang mit Methan und PFDTD durch.
- 2 Im Menü "Setup" klicken Sie auf **Cl Tune Wizard**, und bei Anzeige der entsprechenden Aufforderung wählen Sie **Isobutane** oder **Ammonia**. Hierdurch ändern sich die Menüs für die Verwendung des ausgewählten Gases und für die Auswahl der entsprechenden voreingestellten Tune-Parameter.
- **3** Wählen Sie **Gas B**. Folgen Sie den Anweisungen und Aufforderungen im Tune Wizard, und stellen Sie den Gasfluss auf 20% ein.
 - Wenn Sie eine vorhandene Tune-Datei verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben wollen. Akzeptieren Sie die voreingestellte Temperatur und die anderen Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf Isobutane (oder Ammonia) Flow Adjust im Menü "Setup".

In der PCI gibt es für Isobutan und Ammoniak keinen CI- Autotune-Vorgang.

Wenn Sie die NCI mit Isobutan oder Ammoniak ausführen wollen, laden Sie **NCICH4.U** oder eine vorhandene NCI-Tune- Datei für das spezifische Gas.

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

HINWEIS

Lesen Sie auf jeden Fall den folgenden Anwendungshinweis: Implementation of Ammonia Reagent Gas For Chemical Ionization on the Agilent 5975 Series MSDs (Implementierung von Ammoniak als Reagensgas für die chemische Ionisation an MSDs der Serie 5975) (5989-5170EN).

VORSICHT

Der Einsatz von Ammoniak wirkt sich auf die Wartungsanforderungen des MSD aus. Siehe "CI-Wartung" auf Seite 139 für weitere Informationen.

VORSICHT

Der Druck der Ammoniakversorgung muss unter 5 psig liegen. Ein höherer Druck kann dazu führen, dass das Ammoniak vom gasförmigen in den flüssigen Zustand kondensiert.

Stellen Sie den Ammoniaktank immer senkrecht unter dem Niveau des Flussmoduls auf. Rollen Sie den Schlauch für die Ammoniakversorgung in mehrere vertikale Schleifen, indem Sie den Schlauch um eine Dose oder eine Flasche wickeln. Dies verhindert, dass flüssiges Ammoniak in das Flussmodul eindringen kann.

Ammoniak tendiert dazu, Flüssigkeiten und Dichtungen von Vakuumpumpen zu beschädigen. Bei der CI mit Ammoniak sind häufiger Wartungsarbeiten am Vakuumsystem durchzuführen. (Siehe "5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual".)

VORSICHT

Wenn Sie Ammoniak täglich für 5 oder mehr Stunden einsetzen, muss die Vorpumpe täglich für mindestens 1 Stunde mit Luft gespült werden, um Schäden an den Pumpendichtungen zu minimieren. Spülen Sie den MSD immer mit Methan, nachdem Sie einen Gasfluss mit Ammoniak eingesetzt haben.

Häufig wird eine Mischung mit 5% Ammoniak und 95% Helium oder 5% Ammoniak und 95% Methan als CI-Reagensgas verwendet. Dies ist ausreichend viel Ammoniak, um eine gute chemische Ionisation zu erzielen, jedoch auch gleichzeitig dessen negative Auswirkungen zu begrenzen.

Kohlendioxid-Cl

Kohlendioxid wird häufig als Reagensgas für die CI eingesetzt. Es bietet deutliche Vorteile bezüglich Verfügbarkeit und Sicherheit.

Umschalten von der CI-Quelle auf die EI-Quelle

Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie in der Ansicht "Tune and Vacuum Control" die Option für das Entlüften des MSD. Siehe Seite 82. Die Software fordert Sie zu den entsprechenden Aktionen auf.
- 2 Öffnen Sie den Analysator.
- **3** Entfernen Sie die CI- Dichtung für die Spitze der Verbindung. Siehe Seite 143.
- **4** Entfernen Sie die CI-Ionenquelle. Siehe Seite 142.
- **5** Installieren Sie die EI-Ionenquelle. Siehe Seite 136.
- **6** Platzieren Sie die CI- Ionenquelle und die Dichtung der Spitze der Verbindung in dem Aufbewahrungsbehälter für die Ionenquelle.
- 7 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe Seite 91.
- 8 Laden Sie Ihre EI-Tune-Datei.

VORSICHT

Tragen Sie stets saubere Handschuhe, wenn Sie den Analysator oder andere Teile berühren, die in die Analysatorkammer gestellt werden.

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette, und beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, *bevor* Sie die Analysatorkammer öffnen. Siehe Seite 131.

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus

CI-Autotune

Nachdem der Reagensgasfluss angepasst wurde, sollten die Linsen und die Elektronik des MSD getunet werden (Tabelle 19).

Perfluor-5,8-Dimethyl-3,6,9-Trioxidodekan (PFDTD) wird als Kalibrant verwendet. Anstatt die gesamte Vakuumkammer zu fluten, wird das PFDTD über die GC/MSD-Verbindung direkt in die Ionisationskammer eingespeist. Dies erfolgt über das Steuerungsmodul für den Gasfluss.

VORSICHT

Nachdem die Quelle von El in Cl gewechselt wurde oder aus irgendeinem Grund eine Entlüftung erfolgte, muss der MSD vor dem Tuning mindestens 2 Stunden gespült und ausgetrocknet werden. Ein längeres Austrocknen ist empfehlenswert, bevor Sie Analysen durchführen, für die eine optimale Empfindlichkeit erforderlich ist.

PCI- Autotune ist nur für Methan verfügbar, da im positiven Modus von anderen Gasen keine PFDTD- Ione erzeugt werden. PFDTD- Ione sind in der NCI für beliebige Reagensgase sichtbar. Tunen Sie bei der PCI immer zuerst mit Methan – unabhängig davon, welcher Modus oder welches Reagensgas für die Analyse verwendet wird.

Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der CI- Autotune- Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden.

Eine Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) größer oder gleich 2600 V weist jedoch auf ein Problem hin. Wenn für Ihre Methode die Elektronenvervielfacherspannung auf +400 eingestellt sein muss, steht Ihnen für Ihre Datenerfassung ggf. nicht die adequate Empfindlichkeit zur Verfügung.

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im El-Modus korrekt ist, bevor Sie in den Cl-Modus wechseln. Siehe Seite 76. Richten Sie den Cl-MSD immer zuerst in der PCI ein – auch dann, wenn Sie die NCI verwenden werden.

Tabelle 19 Einstellungen für Reagensgase

Reagensgas	ľ	Vlethan	l:	sobutan	Ar	nmoniak	EI
lonen- polarität	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	Positiv	Negativ	-
Emission	150 μΑ	50 μΑ	150 μΑ	50 μΑ	150 μΑ	50 μΑ	35 μΑ
Elektronen- energie	150 eV	70 eV					
Glühdraht	1	1	1	1	1	1	1 oder 2
Repeller	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V	3 V	30 V
lonenfokus	130 V	90 V					
Eintritts- linsen- Verschiebung	20 V	25 V					
EMVolt	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1300
solations- ventil	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Offen	Geschlossen
Gasauswahl	Α	Α	В	В	В	В	Keine
Empfohlene Flussrate	20%	40%	20%	40%	20%	40%	-
Quellentemp.	250 °C	150 °C	250 °C	150 °C	250 °C	150 °C	230 °C
Quadtemp.	150 °C						
Verbindungs- temp.	280 °C						
Autotune	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja

⁻ bedeutet, nicht verfügbar

Durchführen eines PCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im El-Modus korrekt ist, bevor Sie in den Cl-Modus wechseln. Siehe Seite 76. Richten Sie den Cl-MSD immer zuerst in der PCl ein – auch dann, wenn Sie die NCl verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD zuerst korrekt im EI- Modus arbeitet. Siehe Seite 76.
- **2** Laden Sie die Tune-Datei **PCICH4.U** (oder eine vorhandene Tune-Datei für das zu verwendende Reagensgas).

Wenn Sie eine vorhandene Tune- Datei verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben wollen.

- **3** Akzeptieren Sie die Voreinstellungen.
- 4 Führen Sie die Methankonfiguration durch. Siehe Seite 109.
- 5 Im Menü "Tune" klicken Sie auf Cl Autotune.

VORSICHT


Vermeiden Sie unnötiges Tuning; hierdurch wird das PFDTD-Hintergrundrauschen minimiert, und eine Verunreinigung der Ionenquelle wird verhindert.


Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden (Abb. 30). Wenn durch das Tunen die Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) auf 2600 V oder höher eingestellt wird, können Sie jedoch ggf. die Daten erfolgreich erfassen, wenn in Ihrer Methode EMVolt auf "+400" oder höher eingestellt ist.

Der Autotune-Bericht enthält Informationen zu Luft und Wasser im System.

Das Verhältnis 19/29 zeigt die Intensität von Wasser.

Das Verhältnis 32/29 zeigt die Intensität von Sauerstoff.





CI Reagent Ions: 17/29 Ratio: 0.43 19/29 Ratio: 0.09 32/29 Ratio: 0.00 28/27 Ratio: 4.0 28/29 Ratio: 0.08 41/29 Ratio: 0.36 29 Abundance: 1223168 counts

Abb. 30 PCI-Autotune

Durchführen eines NCI-Autotune-Vorgangs (nur Methan als Reagensgas)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im EI-Modus korrekt ist, bevor Sie in den CI-Modus wechseln. Siehe Seite 76. Richten Sie den CI-MSD in der PCI immer zuerst mit Methan als Reagensgas ein – auch dann, wenn Sie ein anderes Reagensgas verwenden oder die NCI durchführen werden.

Vorgehensweise

- 1 Laden Sie in der Ansicht "Tune and Vacuum Control" die Datei NCICH4.U (oder eine vorhandene Tune-Datei für das zu verwendende Reagensgas).
- 2 Im Menü "Setup" wählen Sie den **Cl Tune Wizard** aus, und folgen Sie den Aufforderungen des Systems.

Akzeptieren Sie die voreingestellte Temperatur und die anderen Einstellungen.


Wenn Sie eine vorhandene Tune-Datei verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie diese unter einem neuen Namen speichern, wenn Sie die vorhandenen Werte nicht überschreiben wollen.

3 Im Menü "Tune" klicken Sie auf Cl Autotune.

VORSICHT

Vermeiden Sie unnötiges Tuning; hierdurch wird das PFDTD-Hintergrundrauschen minimiert, und eine Verunreinigung der Ionenquelle wird verhindert.

Es gibt keine Leistungskriterien für das Tuning. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden (Abb. 31). Wenn durch das Tunen die Elektronenvervielfacherspannung (EMVolt) auf 2600 V oder höher eingestellt wird, können Sie jedoch ggf. die Daten erfolgreich erfassen, wenn in Ihrer Methode EMVolt auf "+400" oder höher eingestellt ist.






Abb. 31 NCI-Autotune

Überprüfen der PCI-Leistung

Benötigte Materialien

• Benzophenon, 100 pg/μL (8500- 5440)

VORSICHT

Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im El-Modus korrekt ist, bevor Sie in den Cl-Modus wechseln. Siehe Seite 76. Richten Sie den Cl-MSD immer zuerst in der PCl ein – auch dann, wenn Sie die NCl verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD korrekt im EI- Modus arbeitet.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Tune-Datei PCICH4.U geladen ist.
- **3** Wählen Sie **Gas A** aus, und stellen Sie den Fluss auf 20% ein.
- **4** In der Ansicht "Tune and Vacuum Control" führen Sie die CI- Konfiguration durch. Siehe Seite 116.
- **5** Führen Sie CI- Autotune aus. Siehe Seite 116.
- **6** Führen Sie die PCI- Empfindlichkeitsmethode **BENZ_PCI.M** mit 1 μ L von 100 pg/ μ L Benzophenon aus.
- 7 Stellen Sie sicher, dass das System den veröffentlichten Spezifikationen für die Empfindlichkeit entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Web-Site von Agilent unter www.agilent.com/chem.

Überprüfen der NCI-Leistung

Diese Vorgehensweise richtet sich ausschließlich an EI/PCI/NCI- MSDs.

Benötigte Materialien

• Oktafluoronaphthalen (OFN), 100 fg/µL (5188-5347)



Stellen Sie immer sicher, dass die Leistung des MSD im El-Modus korrekt ist, bevor Sie in den Cl-Modus wechseln. Siehe Seite 76. Richten Sie den Cl-MSD immer zuerst in der PCl ein – auch dann, wenn Sie die NCl verwenden werden.

Vorgehensweise

- 1 Stellen Sie sicher, dass der MSD korrekt im EI- Modus arbeitet.
- **2** Laden Sie die Tune-Datei **NCICH4.U**, und akzeptieren Sie die Temperatursollwerte.
- 3 Wählen Sie Gas A, und stellen Sie den Fluss auf 40% ein.
- 4 In der Ansicht "Tune and Vacuum Control" führen Sie CI- Autotune aus. Siehe Seite 120.
 - Beachten Sie, dass es für ein Bestehen des Autotune-Vorgangs in der CI keine Kriterien gibt. Wenn der Autotune-Vorgang abgeschlossen ist, wurde dieser bestanden.
- **5** Führen Sie die NCI- Empfindlichkeitsmethode aus: OFN_NCI.M mit 2 μ L von 100 fg/ μ L OFN.
- **6** Stellen Sie sicher, dass das System den veröffentlichten Spezifikationen für die Empfindlichkeit entspricht. Die Spezifikationen finden Sie auf der Web-Site von Agilent unter www.agilent.com/chem.

Überwachen des Hochvakuumdrucks

WARNUNG

Wenn Sie Wasserstoff als Trägergas verwenden, schalten Sie die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung nicht aus, wenn sich in der Kammer möglicherweise Wasserstoff angesammelt hat. Lesen Sie den Abschnitt "Wasserstoff-Sicherheit" auf Seite 20, bevor Sie den MSD in Verbindung mit Wasserstoff als Trägergas einsetzen.

Vorgehensweise

- 1 Starten Sie den MSD, und pumpen Sie den MSD ab. Siehe Seite 103.
- 2 In der Ansicht "Tune and Vacuum Control" wählen Sie Turn Vacuum Gauge on/off im Menü "Vacuum" aus.
- 3 In der Ansicht "Instrument Control" können Sie eine MS-Überwachung für Messwerte einrichten. Das Vakuum kann auch am lokalen Bedienfeld oder im Bildschirm "Manual Tune" abgelesen werden.

Die Messeinrichtung schaltet nicht ein, wenn der Druck im MSD oberhalb von ca. 8×10^{-3} Torr liegt. Die Messeinrichtung ist für Stickstoff kalibriert, jedoch gelten die in diesem Handbuch aufgelisteten Drücke für Helium.

Den größten Einfluss auf den Betriebsdruck hat der Trägergasfluss (Säulenfluss). Tabelle 20 listet die typischen Drücke für verschiedene Gasflüsse mit Helium als Trägergas auf. Diese Drücke sind ungefähre Werte und variieren von Gerät zu Gerät.

Typische Druckmesswerte

Verwenden Sie die Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung G3397A. Beachten Sie, dass die Massenflusssteuerung für Methan und die Vakuummessvorrichtung für Stickstoff kalibriert ist, so dass diese Messungen nicht exakt sind, jedoch als Orientierung für typisch festgestellte Messwerte dienen (Tabelle 20). Sie werden unter den folgenden Bedingungen erfasst. Beachten Sie, dass es sich um typische PCI-Temperaturen handelt:


Quellentemperatur	250 °C
Quadtemperatur	150 °C
Verbindungstemperatur	280 °C
Helium-Trägergasfluss	1 mL/Min

Tabelle 20 Fluss- und Druckmesswerte

Druck (Torr)		
	Methan	Ammoniak
MFC (%)	EI/PCI/NCI-MSD (Leistungs-Turbopumpe)	EI/PCI/NCI-MSD (Leistungs-Turbopumpe)
10	5.5×10^{-5}	5.0×10^{-5}
15	8.0×10^{-5}	7.0×10^{-5}
20	1.0×10^{-4}	8.5×10^{-5}
25	1.2×10^{-4}	1.0×10^{-4}
30	1.5×10^{-4}	1.2×10^{-4}
35	2.0×10^{-4}	1.5×10^{-4}
40	2.5×10^{-4}	2.0×10^{-4}

Machen Sie sich selbst mit den Messungen speziell an *Ihrem* System unter Betriebsbedingungen vertraut, und achten Sie auf *Veründerungen*, die auf ein Vakuum- oder Gasflussproblem hinweisen könnten. Messungen können von einem MSD zum anderen oder von einer Messvorrichtung zu einer anderen um bis zu 30% abweichen.

4 Betrieb im chemischen Ionisations- (CI) Modus



5 Allgemeine Wartung

Bevor Sie beginnen

Sie können viele der Wartungsarbeiten durchführen, die für Ihren MSD erforderlich sind. Aus Sicherheitsgründen lesen Sie bitte diese Einführung vollständig durch, bevor Sie mit Wartungsaufgaben beginnen.

Wartungsplan

Gängige Wartungsaufgaben sind in Tabelle 21 aufgelistet. Durch die planmäßige Durchführung dieser Aufgaben können Betriebsstörungen verringert, die Lebensdauer des Systems verlängert und die gesamten Betriebskosten gesenkt werden.

Notieren Sie, welche Systemleistungs- (Tune-Berichte) und Wartungsoperationen durchgeführt wurden. Dadurch können Abweichungen vom Normalbetrieb erkannt und Maßnahmen zur Behebung ergriffen werden.

Tabelle 21 Wartungsplan

Aufgabe	Wöchentliche Wartung	Halbjährliche Wartung	Jährliche Wartung	Wartung nach Bedarf
Führen Sie das Tuning-Verfahren für den MSD durch				Х
Prüfen Sie den Ölstand der Vorpumpe	X			
Prüfen Sie die Kalibrierungsfläschchen		Χ		
Ersetzen Sie das Öl der Vorpumpe*		Χ		
Ersetzen Sie das Öl der Diffusionspumpe			Χ	
Prüfen Sie die trockene Vorpumpe				X
Reinigen Sie die Ionenquelle				Χ
Prüfen Sie die Trägergasventile am GC und am MSD				Χ
Ersetzen Sie verschlissene Teile				X
Schmieren Sie die O-Ringe an der Seitenplatte oder dem Entlüftungsventil [†]				Χ
Ersetzen Sie die CI-Reagensgasversorgung				Χ
Ersetzen Sie die GC-Gasversorgungen				X

^{*} Alle 3 Monate bei CI-MSDs mit Ammoniak als Reagensgas.

[†] Andere Vakuumdichtungen als der O-Ring der Seitenplatte und der O-Ring des Entlüftungsventils müssen nicht geschmiert werden. Das Schmieren anderer Dichtungen kann dort zu Fehlfunktionen führen.

Werkzeuge, Ersatzteile und Materialien

Einige der benötigten Werkzeuge, Ersatzteile und Materialien sind im Lieferumfang des GC, des MSD oder im MSD Toolkit enthalten. Anderes Material müssen Sie sich selbst beschaffen. Jede Wartungsprozedur enthält eine Liste der für diese Prozedur erforderlichen Materialien.

Vorsichtsmaßnahmen für Bereiche mit hohen Spannungen

Wenn der MSD am Stromnetz angeschlossen ist, liegen – auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist - potenziell gefährliche Spannungen (120 VAC oder 200/240 VAC) an folgenden Teilen/Bereichen an:

 Die Verkabelung und Sicherungen zwischen der Stelle, an der das Netzkabel am Gerät eingesteckt wird und dem Netzschalter

Wenn der Netzschalter eingeschaltet ist, liegen an folgenden Bereichen potenziell gefährliche Spannungen an:

- Elektronische Leiterplatinen
- Ringtransformator
- Drähte und Kabel zwischen den Platinen
- Drähte und Kabel zwischen diesen Platinen und den Anschlüssen auf der Rückseite des MSD
- Einige Anschlüsse auf der Rückseite (z.B. die Netzsteckdose für die Vorpumpe)

Normalerweise sind all diese Teile durch Schutzhüllen abgeschirmt. Wenn die Schutzhüllen nicht entfernt sind, ist eine versehentliche Berührung von Stellen, an welchen gefährliche Spannungen anliegen, nur schwer möglich.



Führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, wenn der MSD eingeschaltet oder sein Netzkabel angeschlossen ist, sofern Sie hierzu anhand der Prozeduren in diesem Kapitel nicht ausdrücklich aufgefordert werden.

Einige Prozeduren in diesem Kapitel erfordern den Zugang zum Innenbereich des MSD, während der Netzschalter eingeschaltet ist. Entfernen Sie bei diesen Prozeduren keine Schutzabdeckungen an der Elektronik. Um das Risiko eines Stromschlages zu verringern, folgen Sie achtsam den Prozeduren.

Gefährliche Temperaturen

Viele Bauteile im MSD arbeiten mit Temperaturen, die so hoch sind, dass sich Personen ernsthaft verbrennen können. Zu diesen Teilen gehören unter anderem:

- GC/MSD-Verbindung
- Analysatorteile
- Vakuumpumpen

WARNUNG

Berühren Sie diese Teile niemals, wenn der MSD eingeschaltet ist. Nachdem der MSD ausgeschaltet wurde, dauert es einige Zeit, bis diese Teile so abgekühlt sind, dass sie berührt werden können.

WARNUNG

Die Heizung der GC/MSD-Verbindung wird über eine Heizzone am GC mit Strom versorgt. Die Heizung der Verbindung kann auch dann eingeschaltet und extrem warm sein, wenn der MSD ausgeschaltet ist. Die GC/MSD-Verbindung ist gut isoliert. Nach dem Abschalten kühlt diese sehr langsam ab.

WARNUNG

Wenn die Vorpumpe während des Betriebs berührt wird, kann dies zu Verbrennungen führen. Sie besitzt eine Schutzabdeckung, damit der Benutzer mit dieser nicht in Kontakt kommt.

Die GC- Einlässe und der GC- Ofen arbeiten ebenfalls mit extrem hohen Temperaturen. Gehen Sie beim Umgang mit diesen Teilen vorsichtig vor. Die Dokumentation zum GC enthält weitere Informationen.

Chemische Rückstände

Nur ein kleiner Teil der Probe wird von der Ionenquelle ionisiert. Der Großteil der Probe durchläuft die Ionenquelle ohne ionisiert zu werden. Sie wird durch das Vakuumsystem weggepumpt. Dadurch enthält die Abluft aus der Vorpumpe Spuren des Trägergases und der Proben. Der Ablauf aus der standardmäßigen Vorpumpe enthält außerdem feine Tröpfchen des Öls der Vorpumpe.

Bei der standardmäßigen Vorpumpe steht ein Ölfilter zur Verfügung. Dieser Filter hält *nur* die Tröpfchen des Pumpenöls zurück. Er filtert *keine* anderen Chemikalien. Verwenden Sie diesen Ölfilter nicht, wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemikalien analysieren. Installieren Sie für alle Vorpumpen einen Schlauch, um die Abluft aus der Vorpumpe in den Außenbereich oder in eine Abzugshaube, die in den Außenbereich führt, abzuleiten. Bei der standardmäßigen Vorpumpe muss hierfür der Ölfilter entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie örtliche Vorschriften bezüglich der Luftqualität einhalten.

WARNUNG

Der Ölfilter für die standardmäßige Vorpumpe hält nur das Öl der Vorpumpe zurück. Giftige Chemikalien werden nicht gefiltert. Entfernen Sie diesen Ölfilter, wenn Sie giftige Lösungsmittel verwenden oder giftige Chemikalien analysieren. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn Sie mit einem CI-MSD arbeiten. Installieren Sie einen Schlauch, um die Abluft der Vorpumpe in den Außenbereich oder in eine Abzugshaube abzuführen.

In den Flüssigkeiten in der Diffusionspumpe und in der standardmäßigen Vorpumpe sammeln sich Spuren der zu analysierenden Proben an. Die gesamte verwendete Pumpenflüssigkeit ist als gefährlich zu betrachten und entsprechend zu behandeln. Entsorgen Sie die verwendete Flüssigkeit ordnungsgemäß, wie durch örtliche Bestimmungen vorgeschrieben.

WARNUNG

Tragen Sie entsprechende Handschuhe, die für das Arbeiten mit Chemikalien geeignet sind, sowie eine Schutzbrille, wenn Sie die Pumpenflüssigkeit wechseln. Vermeiden Sie ieglichen Kontakt mit der Flüssigkeit.

Elektrostatische Entladung

Auf allen Leiterplatinen im MSD befinden sich Bauteile, die durch elektrostatische Entladungen beschädigt werden können. Berühren Sie die Platinen nur dann, wenn dies absolut notwendig ist. Außerdem kann an Drähten, Anschlüssen und Kabeln eine elektrostatische Entladung auftreten, die auf Elektronikplatinen, mit denen diese verbunden sind, abgeleitet werden. Dies trifft besonders bei Anschlussdrähten von Massenfiltern (Quadrupol) zu, bei denen elektrostatische Entladungen an empfindlichen Bauteilen auf der seitlichen Platine auftreten können. Schäden, die durch elektrostatische Entladung verursacht werden, führen nicht immer sofort zu Fehlern, können aber im Laufe der Zeit zu einer verschlechterten Leistung und Stabilität Ihres MSD führen.

5 Allgemeine Wartung

Wenn Sie an den Leiterplatinen oder in deren Nähe Arbeiten durchführen, oder wenn Sie an Bauteilen arbeiten, deren Drähte, Anschlüsse oder Kabel mit Leiterplatinen verbunden sind, tragen Sie immer eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette, und beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen. Die Erdungsmanschette muss mit einer sicher geerdeten Masseverbindung verbunden sind. Wenn dies nicht möglich ist, sollte sie mit einem leitenden (Metall-) Teil der Baugruppe verbunden sind, an der die Arbeiten durchgeführt werden, jedoch *nicht* mit den elektronischen Komponenten, herausstehenden Drähten oder Leitungen oder Stiften an Anschlüssen.

Achten Sie auf zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen, wie z.B. eine Erdungsmatte, wen Sie an Bauteilen oder Baugruppen Arbeiten vornehmen müssen, die aus dem MSD entfernt wurden. Dies betrifft auch den Analysator.

VORSICHT

Eine Erdungsmanschette muss angenehm sitzen (nicht zu fest), um ihre optimale Wirkung zu entfalten. Eine lose anliegende Manschette bietet nur einen geringen oder gar keinen Schutz.

Die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen bieten keinen 100%igen Schutz. Berühren Sie elektronische Leiterplatinen nur dann, wenn dies unbedingt notwendig ist, und dann auch nur an den Kanten. Berühren Sie keine Bauteile, herausstehende Drähte oder Stifte an Anschlüssen oder Kabeln.

Wartung des Vakuumsystems

Regelmäßige Wartung

Wie bereits an früherer Stelle in Tabelle 21 aufgelistet, müssen einige Wartungsaufgaben für das Vakuumsystem regelmäßig durchgeführt werden. Dies umfasst:

- Prüfen der Flüssigkeit der Vorpumpe (wöchentlich)
- Prüfen des Kalibrierungsfläschchens (halbjährlich)
- Spülen der Vorpumpe mit Luft (täglich bei MSDs, bei denen Ammoniak als Reagensgas verwendet wird)
- Wechseln des Öls der Vorpumpe (halbjährlich; vierteljährlich bei CI- MSDs, die Ammoniak als Reagensgas verwenden)
- Anziehen der Schrauben am Ölbehälter der Vorpumpe (erster Ölwechsel nach der Installation)
- Ersetzen der Flüssigkeit in der Diffusionspumpe (jährlich)
- Ersetzen der trockenen Vorpumpe (normalerweise alle 3 Jahre)

Wenn diese Aufgaben nicht gemäß Wartungsplan durchgeführt werden, kann dies zu einer verschlechterten Leistung des Gerätes führen. Außerdem können am Gerät Schäden auftreten.

Andere Vorgehensweisen

Aufgaben, wie das Ersetzen einer Vorpumpenvakuum-Messvorrichtung oder einer Mikro-Ionen-Vakuummessvorrichtung sollten nur bei Bedarf durchgeführt werden. Schlagen Sie im 5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual nach, und rufen Sie die Online-Hilfe in der MSD ChemStation-Software auf, um Informationen zu Symptomen zu finden, die darauf hinweisen, dass diese Art von Wartung erforderlich ist.

Weitere, verfügbare Informationen

Wenn Sie weitere Informationen zur Anordnung oder Funktion von Bauteilen des Vakuumsystems benötigen, schlagen Sie im 5975 Series MSD Troubleshooting and Maintenance Manual nach.

Ausbauen der El-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Spitzzange (8710-1094)

Vorgehensweise



- 1 Entlüften Sie den MSD. Siehe Seite 82.
- 2 Öffnen Sie die Analysatorkammer. Siehe Seite 84.

Stellen Sie sicher, dass Sie eine antistatische Erdungsmanschette tragen und weitere antistatische Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, bevor Sie Bauteile des Analysators berühren.

3 Ziehen Sie die sieben Kabel von der Ionenquelle ab. Verbiegen Sie die Kabel nicht unnötig (Abb. 32 und Tabelle 22).

Tabelle 22 Kabel an der lonenguelle

Kabelfarbe	Verbindung zu	Anzahl der Adern
Blau	Eintrittslinse	1
Orange	Ionenfokus	1
Weiß	Glühdraht 1 (oberer Glühdraht)	2
Rot	Repeller	1
Schwarz	Glühdraht 2 (unterer Glühdraht)	2



Ziehen Sie an den Anschlüssen und nicht an den Kabeln.

- **4** Führen Sie die Kabel für die Heizung und den Temperaturfühler der Ionenquelle zur Feedthrough-Karte. Ziehen Sie diese dort ab.
- 5 Entfernen Sie die Rändelschrauben, mit denen die Ionenquelle fixiert ist.
- **6** Ziehen Sie die Ionenquelle vom Quellenradiator ab.

WARNUNG

Der Analysator arbeitet mit hohen Temperaturen. Berühren Sie Teile erst dann, wenn Sie absolut sicher sind, dass diese abgekühlt sind.




Abb. 32 Ausbauen der Ionenquelle

5 Allgemeine Wartung

Erneutes Einbauen der EI-Ionenquelle

Benötigte Materialien

- Saubere, fusselfreie Handschuhe
 - Groß (8650-0030)
 - Klein (8650-0029)
- Spitzzange (8710-1094)



Vorgehensweise

- 1 Schieben Sie die Ionenquelle in den Quellenradiator (Abb. 33).
- **2** Bringen Sie die Rändelschrauben für die Quelle an, und ziehen Sie diese handfest an. Ziehen Sie die Rändelschrauben nicht zu fest an.
- **3** Schließen Sie die Kabel der Quelle so an, wie unter "Schließen der Analysatorkammer" auf Seite 87 angegeben. Schließen Sie die Analysatorkammer.

4 Pumpen Sie den MSD ab. Siehe Seite 91.





Abb. 33 Installieren der El-Ionenquelle

5 Allgemeine Wartung



Dieses Kapitel erläutert die Wartungsprozeduren und Anforderungen, die sich speziell auf MSDs der Serie 5975 beziehen, die mit der Hardware für die chemische Ionisation ausgestattet sind.

Allgemeine Informationen

Reinigen der Ionenquelle

Die wichtigste Auswirkung beim Betrieb des MSD im CI- Modus ist die Notwendigkeit, die Ionenquelle häufiger reinigen zu müssen. Im CI- Betrieb kann die Ionenquellenkammer schneller verunreinigt werden als im EI- Betrieb, da für den CI- Betrieb ein höherer Quellendruck erforderlich ist.

WARNUNG

Die Durchführung von Wartungsarbeiten mit gefährlichen Lösungsmitteln muss immer unter einer Abzugshaube erfolgen. Stellen Sie sicher, dass der MSD in einem gut gelüfteten Raum betrieben wird.

Ammoniak

Wenn Ammoniak als Reagensgas verwendet wird, erhöht sich der Wartungsaufwand für die Vorpumpe. Ammoniak bewirkt, dass sich das Öl der Vorpumpe schneller verbraucht. Somit muss das Öl in der standardmäßigen Vorvakuumpumpe häufiger geprüft und gewechselt werden.

Spülen Sie den MSD immer mit Methan, nachdem Sie einen Gasfluss mit Ammoniak eingesetzt haben.

Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung von Ammoniak der Tank immer in aufrechter Position aufgestellt ist. Dies verhindert, dass flüssiges Ammoniak in das Flussmodul eindringen kann.

Einrichten des MSD für den CI-Betrieb

Das Einrichten des MSD für den Betrieb im CI-Modus erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Verunreinigungen und Luftlecks zu vermeiden.

Richtlinien

- Bevor Sie im EI-Modus eine Entlüftung durchführen, stellen Sie sicher, dass das GC/MSD-System korrekt funktioniert. Siehe "Überprüfen der Systemleistung" auf Seite 76.
- Stellen Sie sicher, dass die Einlassleitungen für das Reagensgas mit Gasreinigern ausgestattet sind (für Ammoniak nicht anwendbar).
- Verwenden Sie Reagensgase mit extrem hoher Reinheit; 99.99% oder höher für Methan und bei anderen Reagensgasen so rein wie möglich.

Installieren der CI-Ionenquelle



Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, *bevor* Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise

- 1 Entlüften Sie den MSD, und öffnen Sie den Analysator. Siehe Seite 82.
- 2 Entfernen Sie die EI- Ionenquelle. Siehe Seite 134.



- 3 Nehmen Sie die CI- Ionenquelle aus ihrer Verpackung, und setzen Sie die Ionenquelle im Radiator ein.
- 4 Bringen Sie die Rändelschrauben wieder an (Abb. 34).
- **5** Schließen Sie die Kabel an, wie unter "Schließen der Analysatorkammer" auf Seite 87 beschrieben.




Abb. 34 Installieren der CI-lonenquelle

Installieren der CI-Dichtung für die Spitze der Verbindung

Benötigte Materialien

• Dichtung für Spitze der Verbindung (G1099-60412)

Die Dichtung für die Spitze der Verbindung muss für den CI- Betrieb vorhanden sein. Dies ist erforderlich, um einen adequaten Ionenquellendruck für die CI zu erreichen.

VORSICHT

Elektrostatische Ladungen an den Analysatorbauteilen werden über die seitliche Karte abgeleitet, wo sie empfindliche Bauteile beschädigen können. Tragen Sie eine geerdete, antistatische Erdungsmanschette. Beachten Sie die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, *bevor* Sie die Analysatorkammer öffnen.

Vorgehensweise

- 1 Nehmen Sie die Dichtung aus der Verpackung der Ionenquelle.
- 2 Stellen Sie sicher, dass die CI-Ionenquelle installiert ist.



- **3** Bringen Sie die Dichtung am Ende der Verbindung an. Um die Dichtung zu entfernen, gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge vor.
- 4 Prüfen Sie vorsichtig die Ausrichtung des Analysators und der Verbindung.

Wenn der Analysator korrekt ausgerichtet ist, kann dieser ohne jeglichen Widerstand geschlossen werden – abgesehen von dem Widerstand der Federspannung von der Dichtung für die Spitze der Verbindung.

VORSICHT

Wenn Sie den Analysator mit zuviel Kraftaufwand mutwillig schließen wollen und dabei Teile falsch ausgerichtet sind, wird dadurch die Dichtung oder die Verbindung oder die lonenquelle beschädigt, oder die Seitenplatte ist nicht dicht.

5 Sie können den Analysator und die Verbindung aneinander ausrichten, indem Sie die Seitenplatte an ihrem Scharnier bewegen. Wenn der Analysator immer noch nicht geschlossen werden kann, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten von Agilent Technologies.

6 CI-Wartung

Index

Zahlen	C	Verwenden des Steuerungsmoduls für
32, sichtbare Spitze bei, am CI-MSD, 99,	Checkliste, Vorbereitung des Betriebs, 56	den Reagensgasfluss, 104 zuerst mit Methan-PCI starten, 99
107	Chemische Ionisation	CI-Betriebsmodus, umschalten, 100
59864B Messvorrichtung, 91	Hardware-Überblick, 16 Methan als Reagensgas, 144	CI-Ionenquelle Installieren, 140
Α	Molekular-lon, 144 Referenzmaterial, 145	CI-Spektren
Abluft	Überblick, 144	Endosulfan-Methan-NCI, 153
Entlüften der Vorpumpe, 56	Wasserverunreinigung, 145	klassische, 16
Abpumpen	Chemische Rückstände, gefährliche, 128	Methylstearat, Methan- und Ammoniak-PCI, 147
Vorgehensweise, 89, 101	Chemischer Hintergrund	
Vorgehensweise beim CI-MSD, 101	Auswirkungen auf die NCI, 153	CI-Verbindung, Dichtung für die Spitze Installieren, 141
warten bis zum thermischen	ChemStation	CI-Wartung, 137
Gleichgewicht, 90	den MSD damit tunen, 73	Installieren der CI-Dichtung für die
Abschaltung. Siehe Entlüften	Einstellen der Temperatur der	Spitze der Verbindung, 141
Addukt-lon, 151	GC/MSD-Verbindung, 67	opiac activities grant g
Ammoniak	Einstellen der Überwachung, 64	D
PCI-Spektrum für Methylstearat, 146	für das Abpumpen des CI-MSD	b
Wartung, Vorsicht, 144	verwenden, 101	Datensystem
Analysator	für das Abpumpen des MSD	Steuern der Temperaturen, 59
Zugang, 82	verwenden, 89	Steuerung des Abpumpens, 59
Analysatorkammer Öffnen. 82	für das Entlüften des MSD	Verwenden, um korrekte Entlüftung zu
Analysatortemperaturen, 59	verwenden, 80,82 Reagensgasfluss mit Methan	gewährleisten, 61
Einstellen, 65	einrichten. 107	DFTPP Tune, 73
Aufbewahren des MSD. 91	Steuern der Temperaturen, 59	Druck
Ausrichtung von Analysator und	Überwachen von Temperaturen und	Analysatorkammer überwachen, 69, 122
CI-Verbindung prüfen, 141	Vakuum, 62	angegeben vs. absolut, 122
Autotune, 73	CI-Autotune, 114	CI-lonenguelle, 146
Anzeigen der Tune-Historie, 73	Nur Methan/PCI, 116	lonenquelle, für Cl, 16
Bericht erstellen, 73	CI-Betrieb, 95	Überwachen
CI, 114	allgemeine Richtlinien, 96, 100, 139	Analysatorkammer, 122
CI, negativer Modus, 118	andere Reagensgase verwenden, 109	Überwachen des Vordrucks, 62
CI, positiver Modus, 116	CI-Autotune, 114	Vakuumkammer überwachen, 69
	CI-lonenquelle installieren, 140	
В	Einrichten der Software, 102	E
BFB Tune, 73	Gasfluss mit Methan einrichten, 107	EL ÜL 1811 444
DI DI IUIIE, 13	NCI-Autotune, 118 PCI-Autotune, 116	El, Überblick, 144
	typische Druckmesswerte, 123	EI/CI-GC/MSD-Verbindung. Siehe
	typisone Diuckinessweite, 120	CI-Verbindung


Index

Einschalten	Siehe auch	Konditionieren von Kapillarsäulen
Siehe Abpumpen	GC/MSD-Verbindungstemperatur	Vorgehensweise, 41
Elektronik	GC/MSD-Verbindung, Cl, 57	Konditionieren von Säulen
Gefahr durch elektrostatische	GC/MSD-Verbindung, CI. Siehe	unterstützt durch Injektion von
Entladung, 129	CI-Verbindung	Lösungsmitteln, 41
Elektrostatische Entladung	GC/MSD-Verbindungstemperatur, 59	
Gefahr für Elektronik, 129	Bereich, 56 , 97	L
Empfindlichkeit	Einstellen über die ChemStation, 67	-
NCI-Leistung überprüfen, 121	über den GC einstellen, 93	Ladungsaustausch, PCI, 152
PCI-Leistung überprüfen, 120	GC-Tastenfeld, Temperatur der	Lokales Bedienfeld, 13, 49
EMVolt größer oder gleich 2600 V in	GC/MSD-Verbindung einstellen, 93	Luftlecks
NCI-Autotune, 118	•	in CI erkennen, 108
Endosulfan-, El- und NCI-Spektren, 153	Н	
Entlüften	••	M
korrekte Verwendung des	Heizungen	IVI
Entlüftungsventils, 81	Anzeigen von Temperatur und	Manual Tune, 73
mit der ChemStation-Steuerung, 49	Vakuumstatus, 62	Massenfiltertemperatur
normal, 80, 82	Einstellen der	Anzeigen, 62
Oberste Ansicht aktiviert Heizung der	Temperaturüberwachung, 64	Einstellen, 65
Verbindung, 81	Heizzonen, die für die Heizung der	Überwachung, 64
Schäden am MSD durch fehlerhaftes	GC/MSD-Verbindung verwendet	Messeinrichtung
Entlüften, 61	werden, 59	angegebener vs. absoluter Druck, 122
Vorbereiten des MSD, 81	High Pressure Electron-Capture Mass	anormale oder leere Anzeige, 122
Entlüftungsprogramm. Siehe Entlüften	Spectrometry. Siehe Negative CI	Druckbereich, 122
Entlüftungszyklus. <i>Siehe</i> Entlüften	Hintergrund, Luft und Wasser	relative Empfindlichkeit zu anderen
Erdungsmanschette, 130	Auswirkungen auf die	Gasen, 122
Erkennungsgrenzwerte	NCI-Empfindlichkeit, 155	Messvorrichtung
hoch in der PCI, 146	Auswirkungen auf PCI, 146	Ausschalten bei Überdruck, 70
niedriger in der NCI, 153	beim CI-Start prüfen, 108	Druck überwachen, 69, 122
ESD. <i>Siehe</i> Elektrostatische Entladung	beim Starten prüfen, 107	Messvorrichtung anschließen, 91
LOD. Diene Liektrostatische Entidading	Hintergrund, Luft und Wasser, in der	Methan
-	CI, 108	Gasfluss einrichten, 107
F	Historie, Autotune, 73	PCI-Spektrum für Methylstearat, 146
Ferrule	Hochvakuum-Messsteuerung, 91	Methylstearat, Spektren für Methan- und
konditionieren, 31	HPECMS. Siehe Negative Cl	Ammoniak-PCI, 146
Ferrule, Einlass	Hydridentzug, 151	Mikro-lonen-Vakuummessvorrichtung
Teilenummern, 32	rryundenizug, 131	an der Messvorrichtung
Flussrate. Siehe Säulenfluss	_	anschließen. 91
Flusssteuerungsmodul		Einschalten, 69, 122
Schema, 105	lonenguelle	Hochvakuumdruck überwachen, 69 ,
Funktionsweise	Ausbauen, 132	122
von El in Cl umschalten, 100	•	MSD
von Ei in Ci umschaiten, Tuu	Wiedereinbau, 134	
	Ionenquelle, Cl	Gefahren auf Grund chemischer
G	Installieren, 140	Rückstände, 128
CC/MCD Verbindung	Isolationsventil, 105	gefährlich heiße Teile, 128
GC/MSD-Verbindung		gefährliche Spannungen, 127
Fühler (Thermopaar), 56, 97	K	Säulenfluss messen mit MSD, 71
Heizung, 56, 59, 97	V	
Heizzone steuern, 56, 97	Konditionieren von Ferrulen, 31	

Transportieren oder Aufbewahren, 91 Wartung, 125 N NCI. Siehe Negative CI Negative CI Autotune, 118 Auswirkungen von Verunreinigungen, 155 dissoziative Elektronenanlagerung, 156 Elektronenanlagerung, 155 Empfindlichkeit, 155 lonenmolekülreaktionen, 157 lonenpaarbildung, 156	R Reagensgas Ammoniak verwenden, 111 andere Reagensgase verwenden, 109 CI-Theorie, Überblick, 144 Isobutan verwenden, 110 keine negativen Ionen, 153 Kohlendioxid, für NCI-Puffergas verwenden, 112 S Sauerstoff, Auswirkung beim Säulenbluten, 31	Starten Einrichten der Software für den CI-Betrieb, 102 Methanfluss einrichten, 107 Methan-Pretuning zeigt akzeptable Luft- und Wasserniveaus, 108 Siehe auch Abpumpen zu viel Luft und Wasser, 108 Statische Entladung. Siehe Elektrostatische Entladung Steuerungsmodul für den Reagensgasfluss Betrieb, 104 Isolationsventil, 105 Schema, 105
Polaritäten der Analysatorspannung umgekehrt, 153 Puffergas, 153 Theorie, 153 Thermoelektronen, 153 O Öffnen der Analysatorkammer, 82 P PCI. Siehe Positive CI Physische Beschreibung des MSD, 13 Positive CI Addition, 151 Hydridentzug, 151 Ladungsaustausch, 152 Reagens-lon, Hintergrund, 146	Säule, Kapillarsäule für die Installation vorbereiten, 32 Säulen in der GC/MSD-Verbindung installieren, 39, 41, 42, 80, 89, 91, 132, 134, 140, 141 konditionieren, 41 Tipps und Hinweise, 31 Typen, die mit dem MSD verwendet werden können, 30 Säulen konditionieren unterstützt durch Injektion von Lösungsmitteln, 41 Säulenbluten, 31 Säulenfluss, 60 für optimale Empfindlichkeit, 61 max. bei MSD mit Diffusionspumpe, 30 max. bei MSD mit Turbopumpe, 30 mit dem MSD messen, 60, 71	Target Tune, 73 Temperatur der Ionenquelle, 59 Anzeigen, 62 Einstellen, 65 Einstellen einer Überwachung, 64 Temperaturen, über die MSD ChemStation gesteuert, 59 Temperaturfühler im MSD-Analysator, 59 Thermal Aux #2, 56, 97 Thermoelektronen in der NCI, 153 Trägergas Anforderungen an die Reinheit, 31, 56 Fluss, 60 Siehe auch Säulenfluss Transportieren des MSD, 91 Tune-Report, 73
Theorie, 146 Protonenaffinität Wichtigkeit in der PCI, 148 Protonenübertragung, 148 Pumpe Abluft entlüften, 128 Q Quadtemperatur, 59 Siehe auch Massenfiltertemperatur	mittlere, lineare Strömungsgeschwindigkeit berechnen, 71 Säulenmutter Teilenummern, 32 Sicherheit Schutzhüllen, 127 während der Wartung, 127 bis 129 Software für das Abpumpen des MSD verwenden, 89 Spannungen, gefährliche, 127 Standard Tune, 73	Tuning, 73 Siehe auch Autotune Siehe auch Online-Hilfe in der Software Turbomolekularpumpe (Turbopumpe) Überwachen ihrer Geschwindigkeit, 62 U Überwachen Geschwindigkeit der Turbopumpe, 63 Vakuumkammerdruck, 69 Vordruck, 62 Überwachen des Drucks in der Analysatorkammer, 122 Überwachung, 64

Index

Umschalten, 100 Verunreinigung von CI-Systemen, 145 vom CI- in den EI-Betriebsmodus, 113 Wasserstoff als Trägergas vom El- in den Cl-Betriebsmodus, 100 ausgeschalteter Fluss, während der Umschalten, zwischen El und Cl, 16 Entlüftung des MSD, 56 Gefahren beim Abpumpen, 58, 89 V Z Vakuumkammerdruck Zusätzliche Heizzonen, 59 Überwachen, 69 Vakuummessvorrichtung Druck überwachen, 122 Vakuumsystem Status überwachen, 62, 64 Typ ermitteln, 29 Ventil Entlüftung, korrekte Verwendung, 81 Isolation, 105 Verbindung für CI, Dichtung für die Spitze Installieren, 141 Verbindung. Siehe CI-Verbindung Verbindung. Siehe GC/MSD-Verbindung Verdrahtung, gefährliche Spannungen, 127 Vordruck typischer, 62 Überwachen, 62 Vorpumpe Abluft abführen, 56, 129 Vorpumpenöl halbjährlich wechseln, 126 W Wartung, 125 Analysatorkammer öffnen, 82 CI-Ionenquelle installieren, 140 CI-MSD, 137 Dichtung für die Spitze der CI-Verbindung installieren, 141 gefährlich heiße Teile, 128 gefährliche Spannungen, 127 gefährliche Spannungen vermeiden, 127 Ionenquelle ausbauen, 132 Ionenquelle wieder einbauen, 134 Plan, 126 Sicherheit, 127 Wasser in CI erkennen. 108



Chemische Ionisation - Überblick

Die chemische Ionisation (CI) ist eine Technik für das Erzeugen von Ionen, die in massenspektrometrischen Analysen eingesetzt wird. Es gibt wichtige Unterschiede zwischen der CI und der Elektronenionisation (EI) zu beachten. Dieser Abschnitt erläutert die gängigsten Mechanismen der chemischen Ionisation.

In der EI kollidieren Elektronen mit relativ hoher Energie (70 eV) mit Molekülen der zu analysierenden Probe. Diese Kollisionen erzeugen (hauptsächlich) positive Ionen. Bei der Ionisation werden die Moleküle einer bestimmten Substanz in relativ vorhersehbare Muster zerlegt. Die EI ist ein direkter Prozess; Energie wird durch die Kollision von Elektronen auf die Moleküle der Probe übertragen.

Bei der CI werden, zusätzlich zur Probe und zum Trägergas, große Mengen an Reagensgas in die Ionisationskammer eingeführt. Da erheblich mehr Reagensgas als Probenmenge vorhanden ist, kollidiert der Großteil der emittierten Elektronen mit den Molekülen des Reagensgases und bilden so Reagens-Ionen. Diese Reagensgas-Ionen reagieren miteinander in primären und sekundären Reaktionsprozessen, die ein Gleichgewicht herstellen. Sie reagieren auch auf verschiedene Weise mit Molekülen der Probe, um Proben-Ionen zu bilden. Bei der Bildung von Ionen mit der CI wird wesentlich weniger Energie aufgewendet, und dies erfolgt wesentlich "sanfter" als bei der Elektronenionisation. Da die CI zu einer viel geringeren Fragmentierung führt, zeigen die CI- Spektren normalerweise eine hohe Intensität des Molekular-Ions. Aus diesem Grund wird die CI häufig verwendet, um das molekulare Gewicht von Probenverbindungen zu bestimmen.

Methan ist das gängigste CI- Reagensgas. Es führt zu bestimmten, charakteristischen Ionisationsmustern. Andere Reagensgase erzeugen andere Muster und können bei einigen Proben zu einer besseren Empfindlichkeit führen. Gängige alternative Reagensgase sind Isobutan und Ammoniak. Kohlendioxid wird häufig bei der negativen CI verwendet. Weniger gängige Reagensgase sind Kohlendioxid, Wasserstoff, Freon, Trimethylsilan, Stickstoffmonoxid und Methylamin. Bei jedem Reagensgas treten andere Ionisationsreaktionen auf.



Ammoniak ist giftig und korrosiv. Der Einsatz von Ammoniak erfordert spezielle Wartungsarbeiten und Sicherheitsmaßnahmen.

Eine Wasserverunreinigung in Reagensgasen verringert die CI- Empfindlichkeit ganz erheblich. Ein großer Peak bei m/z 19 ($\rm H_30^+$) in der positiven CI ist ein diagnostisches Symptom für eine Wasserverunreinigung. In ausreichend hohen Konzentrationen, besonders in Kombination mit dem Kalibrant, führt eine Wasserverunreinigung zu einer extrem verunreinigten Ionenquelle. Eine Wasserverunreinigung tritt meistens unmittelbar nach dem Anschließen einer neuen Reagensgasleitung oder eines Reagensgaszylinders auf. Diese Verunreinigung nimmt meistens ab, wenn das Reagensgas einige Stunden fließen kann und dabei das System spült.

Referenzmaterial für die chemische Ionisation

- A. G. Harrison, *Chemical Ionization Mass Spectrometry*, 2. Auflage, CRC Press, INC. Boca Raton, FL (1992) ISBN 0-8493-4254-6.
- W. B. Knighton, L. J. Sears, E. P. Grimsrud, "High Pressure Electron Capture Mass Spectrometry", *Mass Spectrometry Reviews* (1996), **14**, 327-343.
- E. A. Stemmler, R. A. Hites, *Electron Capture Negative Ion Mass Spectra of Environmental Contaminants and Related Compounds*, VCH Publishers, New York, NY (1988) ISBN 0-89573-708-6.

Theorie zur positiven Cl

Die positive CI (PCI) tritt mit den gleichen Analysatorspannungspolaritäten wie bei der EI auf. Bei der PCI wird das Reagensgas durch eine Kollision mit den emittierten Elektronen ionisiert. Die Reagensgas-Ionen reagieren chemisch mit den Probenmolekülen (als Protonenspender), um Proben-Ionen zu bilden. Das Bilden von Ionen in der PCI erfolgt "sanfter" als bei der Elektronenionisation, was zu einer geringeren Fragmentierung führt. Diese Reaktion bringt normalerweise eine hohe Intensität des Molekular-Ions hervor und wird somit häufig eingesetzt, um das molekulare Gewicht von Proben zu ermitteln.

Das gängigste Reagensgas ist Methan. Bei der PCI mit Methan werden mit nahezu allen Molekülen der Probe Ionen erzeugt. Andere Reagensgase, wie Isobutan oder Ammoniak, werden eher selektiv eingesetzt und führen zu einer noch geringeren Fragmentierung. Auf Grund des hohen Hintergrunds aus den Reagensgas- Ionen ist die PCI nicht besonders empfindlich, und die Erkennungsgrenzwerte sind generell hoch.

Es gibt vier grundlegende Ionisationsprozesse, die während der positiven chemischen Ionisation bei einem Ionenquellendruck zwischen 0.8 und 2.0 Torr stattfinden. Dies sind:

- Protonenübertragung
- Hydridentzug
- · Addition
- · Ladungsaustausch

Abhängig vom verwendeten Reagensgas können ein oder mehrere dieser vier Prozesse verwendet werden, um die Ionisationsprodukte zu beschreiben, die in den resultierenden Massenspektren betrachtet werden.

EI-, Methan-PCI- und Ammoniak-PCI- Spektren von Methylstearat werden in der Abb. 35 dargestellt. Das einfache Fragmentierungsmuster, die große Intensität des [MH]⁺ Ions und das Vorhandensein der beiden Addukt-Ionen sind charakteristisch für die positive chemische Ionisation beim Einsatz von Methan als Reagensgas.

Wenn im System Luft oder Wasser vorhanden ist (besonders, wenn der PFDTD- Kalibrant vorhanden ist), führt dies schnell zu einer Verunreinigung der Ionenquelle.




Abb. 35 Methylstearat (MW = 298): El, Methan-PCl und Ammoniak-PCl

Protonenübertragung

Die Protonenübertragung kann wie folgt ausgedrückt werden:

$$BH^+ + M \rightarrow MH^+ + B$$

wobei mit dem Reagensgas B eine Ionisation erfolgt, die zu einer Protonierung führte. Wenn die Protonenaffinität der Substanz (Probe) M größer ist als die des Reagensgases, wird das protonierte Reagensgas sein Proton auf die Substanz übertragen, um so ein positiv geladenes Substanz-Ion zu bilden.

Das am häufigsten verwendete Beispiel ist die Protonenübertrag von ${\rm CH_5}^+$ auf die Molekularsubstanz, woraus das protonierte Molekular-Ion ${\rm MH^+}$ entsteht.

Die relativen Protonenaffinitäten des Reagensgases und der Substanz steuern die Reaktion bei der Protonenübertragung. Wenn die Substanz eine größere Protonenaffinität als das Reagensgas hat, kann die Protonenübertragung erfolgen. Methan ($\mathrm{CH_4}$) wird am häufigsten als Reagensgas eingesetzt, da seine Protonenaffinität sehr gering ist.

Protonenaffinitäten können gemäß der folgenden Reaktion definiert werden:

$$B + H^+ \rightarrow BH^+$$

wobei die Protonenaffinitäten in kcal/mole ausgedrückt werden. Die Protonenaffinität von Methan liegt bei 127 kcal/mole. In den Tabellen 23 und 24 werden die Protonenaffinitäten mehrerer möglicher Reagensgase und mehrerer kleinerer organischer Verbindungen mit verschiedenen Funktionsgruppen aufgelistet.

Das mit der Reaktion der Protonenübertragung erzeugte Massenspektrum ist von mehreren Kriterien abhängig. Wenn die Abweichung in den Protonenaffinitäten groß ist (wie bei Methan), kann im protonierten Molekular- Ion eine extrem überschüssige Energie vorhanden sein. Dies kann zu einer nachfolgenden Fragmentierung führen. Aus diesem Grund ist bei einigen Analysen Isobutan mit einer Protonenaffinität von 195 kcal/mole dem Methan gegenüber vorzuziehen. Ammoniak hat eine Protonenaffinität von 207 kcal/mole, wodurch es die meisten Substanzen eher protoniert. Die Protonenübertragung bei der chemischen Ionisation wird normalerweise als "weiche" Ionisation betrachtet. Jedoch ist der Grad an Weichheit von der Protonenaffinität der Substanz und des Reagensgases sowie von weiteren Faktoren (einschließlich der Ionenquellentemperatur) abhängig.

Tabelle 23 Protonenaffinitäten von Reagensgasen

Art	Protonenaffinität kcal/mole	Gebildetes Reaktant-Ion	
H ₂	100	H ₃ ⁺ (m/z 3)	
CH ₄	127	CH ₅ ⁺ (<i>m/z</i> 17)	
C ₂ H ₄	160	$C_2H_5^+$ (m/z 29)	
H ₂ 0	165	H ₃ 0 ⁺ (<i>m/z</i> 19)	
H ₂ S	170	H ₃ S ⁺ (m/z 35)	
CH ₃ OH	182	$CH_3OH_2^+$ (m/z 33)	
t-C ₄ H ₁₀	195	t-C ₄ H ₉ ⁺ (<i>m/z</i> 57)	
NH ₃	207	$NH_4^+ (m/z 18)$	

Tabelle 24 Protonenaffinitäten von ausgewählten organischen Verbindungen für die PCI

Molekül	Protonenaffinität Molekül (kcal/mole)		Protonenaffinität (kcal/mole)	
Azetaldehyd	185	Methylamin	211	
Essigsäure	188	Chlormethan	165	
Azeton	202	Azetonitril	186	
Benzol	178	Methylsulfid	185	
2-Butanol	197	Methylzyklopropan	180	
Zyklopropan	179	Nitroethan	185	
Dimethylether	190	Nitromethan	180	
Ethan	121	n-Propylazetat	207	
Ethylformat	198	Propylen	179	
Methansäure	175	Toluol	187	

A Theorie der chemischen Ionisation

Tabelle 24 Protonenaffinitäten von ausgewählten organischen Verbindungen für die PCI (Fortsetzung)

Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)	Molekül	Protonenaffinität (kcal/mole)
Bromwasserstoff- säure	140	<i>Trans-</i> 2-Buten	180
Chlorwasserstoff- säure	141	Trifluoressigsäure	167
Isopropanol	190	Xylol	187
Methanol	182		

Hydridentzug

Bei der Bildung von Reagens- Ionen können verschiedene Reaktant- Ionen gebildet werden, die hohe Hydrid- Ionen- (H $^-$) Affinitäten aufweisen. Wenn die Hydrid- Ionen- Affinität eines Reaktant- Ions höher ist als die Hydrid- Ionen- Affinität des Ions, das durch den Verlust von H $^-$ bei der Substanz gebildet wurde, ist für diesen chemischen Ionisationsprozess die Thermodynamik zu bevorzugen. Beispiele sind der Hydridentzug von Alkanen in der chemischen Ionisation mit Methan. In der Methan- CI unterstützt sowohl $\mathrm{CH_5}^+$ als auch $\mathrm{C_2H_5}^+$ den Hydridentzug. Diese Arten haben große Hydrid- Ionen- Affinitäten, die zum Verlust von H $^-$ bei lang verketteten Alkanen gemäß der allgemeinen Reaktion führen

$$R^+ + M \rightarrow [M-H]^+ + RH$$

Bei Methan entspricht R⁺ gleich ${\rm CH_5}^+$ und ${\rm C_2H_5}^+$, und M ist ein lang verkettetes Alkan. Im Fall von ${\rm CH_5}^+$ wird die Reaktion fortgesetzt, um $[{\rm M-H}]^+$ + ${\rm CH}_4$ + ${\rm H_2}$ zu bilden. Die aus dem Hydridentzug resultierenden Spektren zeigen einen M–1 m/z Peak an, der aus dem Verlust von H $^-$ resultiert. Diese Reaktion ist exotherm, so dass die Fragmentierung des $[{\rm M-H}]^+$ Ions häufig beobachtet wird.

Häufig sind sowohl Hydridentzug als auch die Ionisation mit Protonenübertragung im Probenspektrum deutlich zu erkennen. Ein Beispiel ist das Spektrum der CI mit Methan für lang verkettetes Methylester, wobei sowohl der Hydridentzug aus der Kohlenwasserstoffkette als auch die Protonenübertragung auf die Esterfunktion erfolgt. Im Spektrum der PCI mit Methan für Methylstearat wird beispielsweise der MH $^+$ Peak bei m/z 299 über die Protonenübertragung erzeugt, und der $[M-1]^+$ Peak bei m/z 297 wird über den Hydridentzug erzeugt.

Addition

Bei vielen Substanzen sind die Reaktionen der chemischen Ionisation mit Protonenübertragung und Hydridentzug aus der Sicht der Thermodynamik nicht günstig. In diesen Fällen werden Reagensgas- Ionen häufig ausreichend reaktiv, um durch Kondensation oder Assoziation (Additionsreaktionen) mit den Substanzmolekülen kombiniert zu werden. Die resultierenden Ionen werden als Addukt- Ionen bezeichnet. Addukt- Ione werden bei der chemischen Ionisation mit Methan beobachtet, indem $[M+C_2H_5]^+$ und $[M+C_3H_5]^+$ Ionen vorhanden sind, was zu M+29 und M+41 m/z Massenpeaks führt.

Additionsreaktionen sind besonders bei der CI mit Ammoniak wichtig. Da NH_3 eine hohe Protonenaffinität besitzt, tritt bei einigen organischen Verbindungen eine Protonenübertragung mit Ammoniak als Reagensgas auf. Bei der CI mit Ammoniak erfolgt eine Serie von Ionen- Molekül- Reaktionen, die zur Bildung von NH_4^+ , $[\mathrm{NH}_4\mathrm{NH}_3]^+$ und $[\mathrm{NH}_4(\mathrm{NH}_3)_2]^+$ führen. Speziell das Ammonium- Ion NH_4^+ steigert sich in ein intensives $[\mathrm{M}+\mathrm{NH}_4]^+$ Ion, das bei $\mathrm{M}+18~m/z$ beobachtet wird, entweder durch Kondensation oder durch Assoziation. Wenn dieses resultierende Ion instabil ist, kann eine nachfolgende Fragmentierung beobachtet werden. Der neutrale Verlust von $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ oder NH_3 , der als nachfolgender Verlust von 18 oder 17 m/z beobachtet werden kann, ist ebenfalls üblich.

Ladungsaustausch

Die Ladungsaustausch-Ionisation kann durch die folgende Reaktion beschrieben werden:

$$X^{+ \bullet} + M \rightarrow M^{+ \bullet} + X$$

wobei X⁺ das ionisierte Reagensgas und M die zu untersuchende Substanz ist. Beispiele für Reagensgase, die für die Ladungsaustausch-Ionisation verwendet werden, sind die Edelgase (Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon und Radon), Stickstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Wasserstoff und andere Gase, die mit der Substanz nicht "chemisch" reagieren. Jedes dieser Reagengsgase besitzt, nachdem es ionisiert wurde, eine Rekombinationsenergie, die wie folgt ausgedrückt wird:

$$X^{+ \bullet} + e^- \rightarrow X$$

oder einfach die Rekombination des ionisierten Reagensgases mit einem Elektron, um eine neutrale Art zu bilden. Wenn diese Energie größer ist als die Energie, die für das Entfernen eines Elektrons aus der Substanz benötigt wird, ist die erste Reaktion darüber exotherm und aus der Sicht der Thermodynamik zulässig.

Die chemische Ladungsaustausch- Ionisation ist bei allgemeinen, analytischen Anwendungen nicht weit verbreitet. Sie kann jedoch in einigen Fällen verwendet werden, wenn andere chemische Ionisationsprozesse aus der Sicht der Thermodynamik nicht günstig erscheinen.

Theorie zur negativen Cl

Bei der negativen chemischen Ionisation (NCI) werden die Polaritäten der Analysatorspannung umgekehrt, um negative Ionen auszuwählen. Es gibt mehrere chemische Mechanismen für die NCI. Nicht alle Mechanismen bieten die erheblich bessere Empfindlichkeit, die häufig in Verbindung mit der NCI erreicht wird. Die vier gängigsten Mechanismen (Reaktionen) sind:

- Elektronenanlagerung
- · Dissoziative Elektronenanlagerung
- Ionenpaarbildung
- Ionenmolekülreaktionen

In allen Fällen bis auf Ionenmolekülreaktionen erfüllt das Reagensgas einen anderen Zweck als dies für die PCI der Fall ist. In der NCI wird das Reagensgas häufig als Puffergas bezeichnet. Wenn das Reagensgas mit Elektronen mit hoher Energie aus dem Glühdraht "bombardiert" wird, tritt die folgende Reaktion auf:

Reagensgas +
$$e^-$$
_(230eV) \rightarrow Reagens-Ionen + e^- _(thermisch)

Wenn Methan als Reagensgas verwendet wird (Abb. 36), ist die Reaktion:

$$CH_4 + e^-_{(230eV)} \rightarrow CH_4^+ + 2e^-_{(thermisch)}$$

Die Thermoelektronen haben ein niedrigeres Energieniveau als die Elektronen aus dem Glühdraht. Es sind diese Thermoelektronen, die mit den Molekülen der Probe reagieren.

Es werden keine negativen Reagensgas-Ionen gebildet. Dies verhindert die Art von Hintergrund, die im PCI- Modus sichtbar ist, und dies ist der Grund für die wesentlich niedrigeren Erkennungsgrenzwerte der NCI. Die Produkte der NCI können nur erkannt werden, wenn der MSD im negativen Ionenmodus arbeitet. Bei diesem Betriebsmodus wird die Polarität aller Analysatorspannungen umgekehrt.

Kohlendioxid wird häufig als Puffergas in der NCI eingesetzt. Es bietet gegenüber anderen Gasen Vorteile bezüglich Kosten, Verfügbarkeit und Sicherheit.

A Theorie der chemischen Ionisation




Abb. 36 Endosulfan I (MW = 404): EI- und Methan-NCI

Elektronenanlagerung

Die Elektronenanlagerung ist der primäre Mechanismus in der NCI. Die Elektronenanlagerung (wird häufig als "High-Pressure Electron Capture Mass Spectrometry" oder HPECMS bezeichnet) bietet die hohe Empfindlichkeit, für die die NCI bekannt ist. Bei bestimmten Proben kann die Elektronenanlagerung unter optimalen Bedingungen eine Empfindlichkeit ermöglichen, die um das 10- bis 1.000- fache über der der positiven Ionisation liegt.

Beachten Sie, dass alle Reaktionen in Verbindung mit der positiven CI auch im NCI- Modus auftreten, normalerweise mit Verunreinigungen. Die gebildeten positiven Ionen verlassen nicht die Ionenquelle, da die umgekehrten Linsenspannungen anliegen und da deren Präsenz die Elektronenanlagerungsreaktion dämpfen kann.

Die Elektronenanlagerungsreaktion wird wie folgt beschrieben:

$$MX + e^{-}_{\text{(thermisch)}} \rightarrow MX^{-\bullet}$$

wobei MX das Probenmolekül ist und das Elektron ein thermisches (langsames) Elektron ist, das durch die Interaktion zwischen den Elektronen mit hoher Energie und dem Reagensgas erzeugt wird.

In einigen Fällen ist das MX^{-•} radikale Anion nicht stabil. In solchen Fällen kann die Umkehrreaktion auftreten:

$$MX^{-\bullet} \rightarrow MX + e^{-}$$

Die Umkehrreaktion wird gelegentlich auch als automatische Abtrennung bezeichnet. Diese Umkehrreaktion tritt generell sehr schnell auf. Somit steht nur wenig Zeit zur Verfügung, um das instabile Anion über Kollisionen oder anderen Reaktionen zu stabilisieren.

Die Elektronenerfassung ist am besten für Moleküle geeignet, die Heteroatome besitzen. Beispiel: Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel, Silikon und besonders die Halogene: Fluor, Chlor, Brom und Jod.

Das Vorhandensein von Sauerstoff, Wasser oder nahezu irgendeiner Verunreinigung kollidiert mit der Elektronenanlagerungsreaktion. Verunreinigungen führen dazu, dass das negative Ion durch die langsamere Ionenmolekülreaktion gebildet wird. Dies führt generell zu einer geringeren Empfindlichkeit. Alle potenziellen Verunreinigungsquellen, besonders Sauerstoff- (Luft) und Wasserquellen, müssen minimiert werden.

Dissoziative Elektronenanlagerung

Die dissoziative Elektronenanlagerung wird auch als dissoziative Resonanzanlagerung bezeichnet. Der Prozess ist mit der Elektronenanlagerung vergleichbar. Der Unterschied ist, dass während der Reaktion das Probenmolekül fragmentiert oder getrennt wird. Das Ergebnis ist normalerweise ein Anion und ein neutrales Radikal. Die dissoziative Elektronenanlagerung wird durch die folgende Reaktionsgleichung abgebildet:

$$MX + e^{-}_{(thermisch)} \rightarrow M^{\bullet} + X^{-}$$

Diese Reaktion führt nicht zur gleichen Empfindlichkeit wie die Elektronenanlagerung, und die erzeugten Massenspektren weisen normalerweise eine niedrigere Intensität des Molekular-Ions auf.

Wie bei der Elektronenerfassung sind die Produkte der dissoziativen Elektronenerfassung nicht immer stabil. Gelegentlich tritt die Umkehrreaktion auf. Diese Umkehrreaktion wird auch als eine assoziative Abtrennungsreaktion bezeichnet. Die Gleichung für die Umkehrreaktion lautet:

$$M^{\bullet} + X^{-} \rightarrow MX + e^{-}$$

lonenpaarbildung

Die Ionenpaarbildung entspricht auf den ersten Blick der dissoziativen Elektronenanlagerung. Die Reaktion der Ionenpaarbildung wird durch die folgende Gleichung ausgedrückt:

$$MX + e^{-}_{(thermisch)} \rightarrow M^{+} + X^{-} + e^{-}$$

Wie bei der dissoziativen Elektronenanlagerung wird das Probenmolekül fragmentiert. Anders als bei der dissoziativen Elektronenanlagerung wird das Elektron nicht durch die Fragmente erfasst. Stattdessen wird das Probenmolekül so fragmentiert, dass die Elektronen ungleichmäßig verteilt werden und positive und negative Ionen erzeugt werden.

lonenmolekülreaktionen

Ionenmolekülreaktionen treten auf, wenn Sauerstoff, Wasser oder andere Verunreinigungen in der CI- Ionenquelle vorhanden sind.
Ionenmolekülreaktionen sind zwei bis vier Mal langsamer als die Elektronenanlagerungsreaktionen und sie bieten nicht die hohe Empfindlichkeit der Elektronenanlagerungsreaktionen.
Ionenmolekülreaktionen können durch die folgende allgemeine Gleichung beschrieben werden:

$$M + X^- \rightarrow MX^-$$

wobei X^- häufig eine Halogen- oder Hydroxylgruppe ist, die durch die Ionisation von Verunreinigungen durch Elektronen aus dem Glühdraht erzeugt wurde. Ionenmolekülreaktionen "konkurieren" mit

Elektronenanlagerungsreaktionen. Je mehr Ionenmolekülreaktionen auftreten desto weniger Elektronenanlagerungsreaktionen treten auf.

A Theorie der chemischen Ionisation



© Agilent Technologies, Inc. Gedruckt in USA, Juni 2009



G3170-92030